chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/05002/?_locale=it

05002 TORSIOMETRO

Pratico strumento manuale per l'indagine della rotazione del tronco in ortostatismo.

Il torsiometro di D'Osualdo-Corazza è un pratico strumento manuale per l'indagine della rotazione del tronco in ortostatismo.
È composto da una base ad arco, da un'asta verticale telescopica collegata alla base e da un elemento mobile soprastante pure ad arco di circonferenza, parallelo alla base, provvisto di una scala in gradi.
La valutazione di un soggetto con sospetta scoliosi viene effettuata in posizione di attenti. La base dello strumento viene accostata al sacro; viene in tal modo definito un piano zero di riferimento, rispetto al quale verrà letto l'allineamento del tronco sul piano trasverso al livello desiderato. Quando l'elemento mobile viene a sua volta accostato al dorso slitterà nel suo alloggiamento di un numero di gradi corrispondente alla rotazione del tronco. Un indice sull'alloggiamento segnala i gradi di rotazione.



05002_preview

La totale assenza di invasività e la praticità d'uso rendono il torsiometro uno strumento ideale per l'utilizzo nell'ambulatorio specialistico (fisiatrico, ortopedico) e nella palestra di fisioterapia e di analisi del movimento.

Un pratico strumento per la misurazione della rotazione del tronco in ortostatismo

La valutazione con il torsiometro di un soggetto con sospetta scoliosi viene effettuata in posizione di attenti. La base dello strumento viene accostata al sacro; viene in tal modo definito un piano zero di riferimento, rispetto al quale verrà letto l'allineamento del tronco sul piano trasverso al livello desiderato: da lombare a dorsale medio. Quando l'elemento mobile viene a sua volta accostato al dorso slitterà nel suo alloggiamento di un numero di gradi corrispondente alla rotazione del tronco. Un indice sull'alloggiamento segnala con precisione i gradi di rotazione.

Lo strumento si presta per un utilizzo diversificato:

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

05002

TORSIOMETRO

- In posizione di attenti individua con precisione una rotazione del tronco, segno clinico tra i più sensibili per la individuazione di una scoliosi vera;
- Possiamo confrontare la rotazione in statica con la rotazione in anteroflessione (scoliometro, inclinometro), dati non sempre sovrapponibili e a loro volta correlati, ma in modo impreciso, con la torsione vertebrale misurata sulla radiografia;
- In ortostatismo o anche da seduto possiamo verificare l'eventuale cambiamento della rotazione con un esercizio di allungamento (informazioni sulla riducibilità del difetto);
- A bacino stabilizzato (preferibilmente da seduto) possiamo valutare l'escursione del tronco in un movimento attivo di rotazione (range articolare e simmetria della escursione).

Garanzia: 24 mesi

CE

CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,5 kg	**Dimensioni**	16 ÷ 24 x 12 x 6 h cm

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 98.86 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.7 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 14 x 23.5 x 11.5 h | 0.5 kg | 0.00378

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



05002



05002_arrows

TORSIOMETRO



05002_2



05002_3

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO