VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10008/?_locale=it

AR10008 SPIRALE ORIZZONTALE

Il sussidio esercita il soggetto nei movimenti di prono supinazione della mano. In particolare al soggetto viene richiesto di mantenere tra le prime dita della mano la pallina e guidarla lungo il percorso sinusoidale.

Il sussidio esercita il soggetto nei movimenti di prono supinazione della mano. In particolare al soggetto viene richiesto di mantenere tra le prime dita della mano la pallina e guidarla lungo il percorso sinusoidale.

L’esercizio prevede che i gradi articolari di prono supinazione dell’avambraccio vengano utilizzati al massimo.
È quindi utile controllare il comportamento del paziente durante l’esecuzione del compito.
L’eventuale incapacità ad esplorare i massimi gradi di supinazione potrebbe essere compensata da una inclinazione del tronco omolateralmente, mentre una limitazione della pronazione



codice-8-kit-spirale-oriz-copia

determinerà un precoce ed eccessivo distacco del braccio dal tronco.

Garanzia: 24 mesi


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2,5 kg	**Dimensioni**	39,5 x 22 x 32 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000366_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.78 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI GAMMA SERPENTE MAGICO — PDF | 4.78 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità IT, EN, DE, FR, ES Documento disponibile in area riservata	PDF | 123.46 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni IT, EN Documento disponibile in area riservata	PDF | 251.73 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni IT Documento disponibile in area riservata	PDF | 1.11 MB

Logistica

1. SCATOLA | cm 24 x 42 x 37 h | 3 kg | 0.03730

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240750

Altre immagini dell’articolo



08