chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10014/?_locale=it

AR10014 PRONO SUPINAZIONE

Sussidio finalizzato a richiedere e guidare il paziente in compiti di prono supinazione di avambraccio.

Posizionamento da tavolo: Sussidio finalizzato a richiedere e guidare il paziente in compiti di prono supinazione di avambraccio due volantini posti più in basso rispetto all'apparecchio, servono per dare un corretto posizionamento al paziente.

Il supporto prossimale sul quale viene appoggiato l'avambraccio deve essere regolato ad una altezza tale da mantenere la spalla in una posizione neutra confortevole.

Alzando e abbassando l'elemento distale a gomito flesso si modifica la posizione rispettivamente in extra/intra rotazione dell'arto superiore.



codice-14-kit-prono-supin-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

PRONO SUPINAZIONE

Il volantino più vicino alla maniglia serve per dare a questa la giusta inclinazione sul piano di prono supinazione mentre il volantino superiore regola un sistema in grado di fornire una resistenza al movimento impresso dal paziente, variabile per intensità.

Al soggetto viene, quindi, richiesto di vincere la resistenza offerta dal sussidio, e la quantità di resistenza è determinata dal terapista in relazione all'obiettivo terapeutico.

Garanzia: 24 mesi


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2,6 kg	**Dimensioni**	46 x 17,5 x 19 h cm (elevabile a 22 cm)

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000366_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.78 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI GAMMA SERPENTE MAGICO — PDF | 4.78 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 351.97 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 20 x 42 x 24 h | 2.7000000476837 kg | 0.02016

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240761

Altre immagini dell’articolo



codice-14b-kit-prono-supi-copia



codice-14-utilizzo2-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10014

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PRONO SUPINAZIONE



codice-14-utilizzo1-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO