VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10019/?_locale=it

AR10019 CLIP E BOTTONI

Il sussidio è composto da un lato con 4 clip agganciabili a pressione, e dall"altro con 4 bottoni uguali a quelli presenti su molti capi di abbigliamento.

Per quanto riguarda il sussidio con i quattro clip agganciabili, è indispensabile una discreta forza di pressione da parete del primo dito.
È necessario mantenere l'articolazione Trapezio Metacarpale in una posizione di massima congruenza tra i capi ossei, mediante l'attività dei muscoli intrinseci, che si contraggono per stabilizzare l'articolazione.
L'obiettivo è ridurre la sublussazione radiale del metacarpo durante il compito di imprimere forza col pollice, perché questa è causa di dolore nelle patologie da rizoartrosi.

Per quanto concerne il compito di abbottonarsi, è indispensabile una maggiore precisione ed indipendenza di azione di ciascun dito.



codice-19-kit-clip-_-bott-copia

Il pollice oppone il suo polpastrello a quello dell'indice e del medio, per inclinare il bottone e spingerlo all'interno dell'asola. Una non corretta opposizione terminale rende il compito impossibile, a causa della forma dell'oggetto.

Il sussidio è composto da un lato con 4 clip agganciabili a pressione, e dall'altro con 4 bottoni uguali a quelli presenti su molti capi di abbigliamento.

Garanzia: 24 mesi


ABBIGLIAMENTO


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,2 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 2,5 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000369_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.36 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABBIGLIAMENTO ALIMENTAZIONE — PDF | 3.36 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 243.43 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 21 x 42 x 5 h | 1.2000000476837 kg | 0.00441

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240771

Altre immagini dell’articolo



codice-19-es1-copia