VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10020/?_locale=it

AR10020 STRINGHE

Il sussidio è composto da un lato con lacci passanti per 'occhielli' (anelli chiusi), e dall"altro lato con lacci agganciati in direzione 'obliqua' a ganci cromati, entrambi uguali a quelli presenti su molti tipi di calzature.

Posizionamento da tavolo: In questa posizione il compito risulta essere più facilitato rispetto al posizionamento in verticale per il fatto che il paziente non risulta affaticato dalla necessità di dover mantenere sollevate e stabilizzate le braccia durante il compito.

Posizionamento a pannello verticale: Per effettuare questi compiti, è indispensabile una prensione con opposizione terminale; tale presa è la più fine e la più precisa perché consente di tenere saldamente un oggetto. Il pollice si oppone con l'estremità del polpastrello alla superficie ungueale dell'indice afferrando la stringa ed i movimenti di prono supinazione dell'avambraccio, associati a flesso estensioni del polso, rendono possibile il compito di infilarla nei diversi fori.



codice-20-kit-stringhe-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Per entrambi i compiti, la mano contro
laterale funge da stabilizzatrice dell'oggetto ed è indispensabile una buona coordinazione per risolvere i compiti.

Bisogna tenere presente che una lesione anche minima che danneggia questi distretti articolari può compromettere questa presa a pinza: è necessaria infatti la completa articolarità passiva dell'IF distale del secondo dito, e la stabilità del flessore profondo e dall'attivazione sinergica del flessore lungo del pollice.

Il sussidio è composto da un lato con lacci passanti per "occhielli" (anelli chiusi), e dall'altro lato con lacci agganciati in direzione "obliqua" a ganci cromati, entrambi uguali a quelli presenti su molti tipi di calzature.

Garanzia: 24 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10020

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRINGHE


ABBIGLIAMENTO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,1 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 2,5 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000369_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.36 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABBIGLIAMENTO ALIMENTAZIONE — PDF | 3.36 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 244.47 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 20 x 41 x 5 h | 1.1000000238419 kg | 0.00410

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240772

Altre immagini dell’articolo



codice-20-es1-copia