chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XZU006/?_locale=it

XZU006 SISTEMA ANTIDECUBITO SERENE 85



SER_preview

Adatto alla prevenzione e terapia delle lesioni da pressione in qualsiasi ambiente di cura.

Prevenzione altissimo rischio: 6. Terapia: 4. Dimensione media. Supporto 450 kg

Sistema antidecubito multizona a bassa pressione alternata sequenziale e bassa pressione continua.

SERENE™ è un sostitutivo del materasso a cessione d'aria che combina in un unico presidio reale cessione d'aria, terapia statica, terapia dinamica alternata e pulsoterapia, per fornire il più completo approccio terapeutico. Premendo gli appositi pulsanti di comfort è possibile attivare il sistema di controllo automatico che andrà a selezionare la fascia di peso corrispondente al paziente, mantenendo la corretta pressione per ogni suo cambio di postura. Grande flusso d'aria e copertura permeabile ai vapori prevengono la macerazione e l'accumulo di umidità, assicurando al paziente il riposo su una superficie confortevole ed asciutta. La sua copertura bielastica antimicrobica agli ioni d'argento fornisce un ulteriore controllo degli odori e protezione antibatterica. Il sistema ha inoltre una funzione CPR rapida, in cui basta la pressione

di un pulsante per ottenere lo sgonfiaggio rapido del presidio. Grazie alle varie opzioni terapeutiche disponibili (modalità dinamic con tempo di ciclo regolabile, modalità statica, pulsoterapia e supporto per posizione seduta) il sistema può fornire la terapia ottimale per ogni singola esigenza, supportando pazienti fino a 450 kg.

PREVENZIONE ALTISSIMO RISCHIO: 6

TERAPIA: 4° (fino a grado IV epuap)

Caratteristiche:

- AUTOsupport™ - regolazione della pressione completamente automatica
- Terapia a bassa pressione continua - distribuzione ottimale della pressione
- Design ODS delle celle per un supporto ed una sicurezza ottimale del paziente
- DEEP CELL THERAPY pressioni di supporto inferiori a 30 mmHg.
- Celle d'aria a Tecnologia TISSUEgard™

- Cessione d’aria
- Facile da utilizzare
- Funzioni di nursing
- Phase Flow™
- Controllo Comfort
- Funzione CPR
- Completamente lavabile in lavatrice
- Soluzioni Ergonomiche
- Modalità trasporto
- Elevato range di portata terapeutica

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria: **04.33.06.021**

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	5 kg	**Celle**	20 celle separate ø 20,3 cm + mat. sicurezza da 5 cm
Latex	Privo di Lattice (Latex Free)	**note_0**	MATERASSO DI SUPPORTO
note_8	UNITÀ DI CONTROLLO	**Comfort**	10 livelli di regolazione digitale tramite pulsanti con autoregolazione continua in funzione della postura
Dinamica	Tripla modalità terapeutica: Statica, Alternata a ciclo 1-in-2 con tempo di ciclo selezionabile (5 / 10 / 15 / 20 min) e Pulsoterapia	**Struttura**	Radio trasparente, in tessuti specifici per uso medicale
Carico max	450 kg	**Dimensioni**	35 x 21 x 14 cm
Protezione	Apparecchiatura elettromedicale di classe I	**Dispositivo CPR**	CPR attivabile con attuatore posto sulla pompa

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 2.6 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione_conformità PDF | 1.01 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Altre immagini dell’articolo



SER