chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/01391/?_locale=it

01391 PARALLELA PLUS 2M BIMBO

Parallele modulari per la riabilitazione motoria del bambino, 2 metri di lunghezza e corrimani regolabili in altezza cm 64 ÷ 80.

È un sistema di barre parallele modulari pensato per l'esercizio di attività fisica o riabilitativa del **bambino**. le barre sono di **2 m di lunghezza** per l'esercizio di un'attività fisica-riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo e la loro distanza è regolabile. Tutte le parti sono facilmente lavabili. L'altezza dei corrimani è variabile da **64 a 80 cm**.

Queste barre parallele sono regolabili in altezza con l'innovativo "STandGOSystem™" che consente un adattamento immediato alla corporatura dell'utente. L'altezza dei corrimano può essere anche modificata durante l'esecuzione dell'attività riabilitativa.



Parallele_bimbo

Possono essere utilizzati sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi.

La modularità consente di realizzare, con gli art. cod. 01325 e cod. 01326, sistemi di barre parallele della lunghezza desiderata smontando le rampe d'accesso dal lato dell'abbinamento.


Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso (kg)	71	**Dimensioni max (cm)**	211 x 81 x 87 h
Altezza corrimani min - max (cm)	64 ÷ 80	**Portata su singolo corrimano (kg)**	135
Regolazione larghezza corrimani (cm)	55 ÷ 71	**Sistema di regolazione altezza corrimani**	doppia molla a gas
Sistema di regolazione larghezza corrimani	manuale, 3 posizioni	**Modularità (abbinamento di più parallele)**	rampa rimovibile



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PARALLELE STANDARD e PLUS
IT — PDF | 1.5 MB

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000079_EN.002.1.0.2.pdf
EN — PDF | 1.5 MB

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 4.86 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_SV.000.0.0.2.0.pdf — PDF | 4.86 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_ES.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.9 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_EN.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.86 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_FR.000.0.0.3.0.pdf — PDF | 4.86 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 110.12 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.26 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 503.88 KB

FR

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 282.84 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 581.4 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 22 x 198 x 17.5 h | 15.800000190735 kg | 0.07623

2. SCATOLA | cm 83 x 222 x 10 h | 55.700000762939 kg | 0.18426

Repertorio: 0085086

Accessori



01330 OSTACOLO-DIVARICO

Moduli termoplastici utili per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



01335 CARRELLO PORTA PERCORSI

Carrello porta percorsi per parallele, in acciaio verniciato e si può utilizzare per ogni tipo di moduli (non compresi).



01379 SET PERCORSI TERAPICI

Una serie di moduli in termoplastica e di sacchetti contenenti diversi materiali possono essere utilizzati come accessori per realizzare dei percorsi di deambulazione.



01380 CARRELLO PER PARALLELE


Carrello con appoggio antibracchiale applicabile a tutte le parallele. Offre un maggiore sostegno alla persona durante la deambulazione.

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



02400 SACCHETTO ANDATURA DA 1 KG

Sacchetto andatura da 1 kg. Contiene sabbia.



02410 SACCHETTO ANDATURA DA 2 KG

Sacchetto andatura da 2 kg. Contiene sabbia.



02420 SACCHETTO ANDATURA DA 3 KG

Sacchetto andatura da 3 kg. Contiene sabbia.



02430 SET 12 SACCHETTI ANDATURA

Set composto da 12 sacchetti di sabbia di diverso peso e dimensioni

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



02500 SACCHETTO MOTORIO DA 0,3 KG

Sacchetto motorio da 300g. Contiene granuli in PVC.



02510 SET SACCHETTI MOTORI

Si compone di 16 sacchetti motori contenenti granuli.



08585 SET SACCHETTI SENSORIALI

Si compone di 12 sacchetti contenenti differenti materiali per offrire una diversa sensibilità di appoggio.



08586 RULLI-SACCHETTI

Moduli in termoplastica testurizzata con rotolo in legno e borsa sensoriale. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



08587 SENSORIALI

Moduli sensoriali in termoplastica testurizzata. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



08589 EMISFERE

Moduli in materiale termoplastico testurizzato con semisfere. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



08591 CONCAVO-CONVESSO

Moduli termoplastici concavi-convessi. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



AC0550 BARRA FINE CORSA

Accessorio di fine corsa e di supporto per agevolare l"utente nell"inversione del senso di deambulazione. Prolunga il percorso terapeutico - riabilitativo.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



AC1257 KIT ANTISCIVOLO PARALLELE

Fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele. Particolarmente utile nel caso d"utilizzo senza calzature. 16 pezzi.



AR12100 SET PADS PROPRIOCETTIVI

Set di tre cuscini propriocettivi con tre densità diversi: morbida, media e alta. La dimensione è quadrate per tutti e tre con spessore 5 cm. I cuscini sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12101 SOFT PAD

Cuscino propriocettivo con densità morbida di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12102 MEDIUM PAD

Cuscino propriocettivo con densità media di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AR12103 HARD PAD

Cuscino propriocettivo con densità alta di dimensioni quadrate con spessore 5 cm. Il cuscino è rivestito in similpelle blu con trattamento antibatterico.



AR12104 KIT STRAP

Set di tre velcro per i cuscini propriocettivi. I velcro sono rivestiti in similpelle blu con trattamento antibatterico. Possono essere applicati su tutti e tre i lati del cuscino.

Altre immagini dell’articolo



Parallele_bimbo_1



10326-parallela-plus-3-m-parallele_-scale-1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



Parallele_3



regolazione-larghezza-corrimano-parallele_-scale-2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA PLUS 2M BIMBO



01326_regolazione-1-parallele-scale-2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO