chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/02281/?_locale=it

02281 MOVER NARROW

Pratico dispositivo per il trasferimento di un paziente con buon controllo del tronco e forza negli arti superiori. La base del telaio è fissa, pensata per inserirsi facilmente sotto sedie, carrozzelle ecc. ruote gemellari piroettanti, di cui le posterio

Pratico dispositivo per il trasferimento di un paziente con buon controllo del tronco e forza negli arti superiori.
Il sedile, composto di due metà ruotabili, consente un facile accesso e discesa dall'ausilio.
La base del telaio è fissa pensata per inserirsi facilmente sotto sedie, carrozzelle ecc. ruote gemellari piroettanti, di cui le posteriori dotate di freno.

Garanzia: 24 mesi

CE



11992123---Mover-Narrow-(3)_preview

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	25 kg	**Ruote**	Doppie piroettanti Ø 75 cm
Sedili	Imbottiti girevoli	**Portata massima**	180 kg
Ruote posteriori	Dotate di freno	**Dimensioni esterne**	93 x 64 x 105h cm
Distanza ruote anterori esterne	38 cm	**Distanza delle ruote anterori interne**	25 cm

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso — PDF | 1.08 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione UE — PDF | 249.34 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.02 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Altre immagini dell’articolo



11992123---Mover-Narrow-(3)