VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/03022/?_locale=it

03022 PODOSCOPIO 3.0

È una pedana originale con un dispositivo di acquisizione delle immagini integrato per la funzione di podoscopio con proprietà di misurazione. È quindi possibile acquisire, salvare e confrontare immagini della persona in esame in momenti diversi.

È una pedana originale con un dispositivo di acquisizione delle immagini integrato per la funzione di podoscopio con proprietà di misurazione. È quindi possibile acquisire, salvare e confrontare immagini della persona in esame in momenti diversi. Le misurazioni possono essere effettuate su ogni foto.
È possibile eseguire misurazioni su ogni immagine acquisita e possono essere associate ad un'etichetta di identificazione. Le misurazioni possono essere salvate sull'immagine stessa, richiamate in un secondo momento, visualizzate su un referto del paziente o addirittura esportate per l'elaborazione.



03022_preview

L'obiettivo è quello di dare evidenza del tipo di piede e di tenere monitorato se c'è un certo atteggiamento o rischio posturale scorretto. Tutte le informazioni raccolte dai sistemi possono essere utili per definire interventi terapeutici, programmi di esercizi mirati e altre azioni correttive, anche in una collaborazione interdisciplinare tra specialisti.

Al termine dell'esame posturale è sempre possibile fornire al paziente un referto con i risultati, con confronto dati, grafici e immagini acquisite in momenti diversi.

In particolare per tutti i tipi di misure può essere riportata la relativa tolleranza, con evidenza se uno o più dati raccolti sono fuori spettro. Questo tipo di esame non è invasivo e può quindi essere ripetuto ogni volta che lo si ritiene opportuno.

Il computer non è compreso, ma può essere ordinato come accessorio codice 01799 con software GPS preinstallato.

Questo podoscopio avanzato può essere successivamente integrato in un laboratorio posturale più completo.

Garanzia: 24 mesi

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	31 kg
GMDN-CND	N.D. / V9099
Alimentatore	non rimovibile (incluso)
Illuminazione	LED Bianchi
Risoluzione immagine	FHD
Dimensioni piattaforma	40 x 40 cm, divisa in due
Carico di lavoro in sicurezza	180 kg

Piedini	regolabili per mantenere il dispositivo in posizione orizzontale
Dimensioni	68 x 43.5 x 33,5 cm
Collegamento	USB 2.0
Presa elettrica	ITA / UK
Alimentazione primaria	100÷240 V~ - 50-60 Hz 400-200 mA
Maniglie per il trasporto	integrate nel telaio

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000095_EN.003.3.0.1.3.pdf PDF | 2.04 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PODOSCOPIO 3.0 — PDF | 2.03 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PODOSCOPIO 3.0 — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000095_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000298_EN.001.1.0.1.pdf — PDF | 3.81 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - PEDANA PER L'ANALISI DELL'APPOGGIO PLANTARE — PDF | 3.82 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso — PDF | 1.69 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 97.74 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 60 x 80 x 52 h | 38.5 kg | 0.24960

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.



02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



02998 BODY SAFE

Fornisce una maggiore sicurezza e stabilità alla persona quando si trova sul PODATA.



AC0868 STEP

Rende più agevole l'accesso alla pedana del dispositivo PODATA.




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf

Altre immagini dell’articolo



03022



03022_03