chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/07465/?_locale=it

07465 ARTI REHAB

Sedia polivalente per la riabilitazione degli arti inferiori e superiori e per esercizi muscolari.
L"entità dello sforzo, l"esclusione del movimento ed il punto di applicazione possono essere regolati singolarmente.

Sedia polivalente per la **riabilitazione degli arti inferiori e superiori** e per esercizi muscolari.

Il **braccio oscillante** può essere utilizzato da entrambi i lati.
L’entità dello sforzo, l’esclusione del movimento ed il punto di applicazione possono essere regolati singolarmente.
Lo **schienale da 90° può essere posizionato orizzontalmente**, tramite molla a gas servoassistita con arresto meccanico di fine corsa, onde permettere l’esercizio dell'arto in posizione prona.
Le gambe possono essere fissate con un pratico **sistema regolabile a rulli imbottiti**, mentre i



07465_01

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

piedi possono essere fissati con una cinghia regolabile in lunghezza e clip di fissaggio.

In dotazione di serie con il dispositivo un set di pesi fino ad un massimo di 9,5 kg per applicazione in una progressione graduale della resistenza e del conseguente sforzo paziente. In particolare il set si compone di n. 4 pesi da 2 kg, 1 peso da un 1 kg ed un peso da 0,5 kg.

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	35 kg	**Dimensioni**	(l x p x h) 71 x 83 ÷ 123 x 85 ÷ 125 cm
Pesi forniti	4 x 2 kg; 1 x 1 Kg; 1 x 0,5 Kg	**Portata massima**	135 kg

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.1 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000151_EN.000.0.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - ARTI REHAB — PDF | 4.74 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000337_EN.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 4.74 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 91.04 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale delle terapie - Manuale delle terapie — PDF | 7.68 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 303.12 KB
ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 182.55 KB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 110.61 KB
EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 72 x 84 x 127 h | 58 kg | 0.76810

Repertorio: 0200078

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



07466 BRACCIO AGGIUNTIVO

Supporto supplementare per l'utilizzo di entrambi gli arti (dx - sx). Pesi inclusi: 1 kg 1pz, 0.5 kg 1pz, 2 kg 4pz



AC0700 IMPUGNATURA MANO ARTI REHAB

Impugnatura per l'esecuzione di esercizi con arto superiore. Applicabile in sostituzione del rullo imbottito per arti inferiori.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



07465_02




07465_2_ee3c




07465_3_fe1d




07465_04



07465_05



07465_06



07465_07