VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/07532/?_locale=it

07532 MOTOMED LAYSON L

Cicloergometro adatto al training degli arti inferiori dotato di una struttura facilmente trasferibile, concepito per la mobilitazione di pazienti costretti a letto per lunghi periodi.

Cicloergometro adatto al training degli arti inferiori dotato di una struttura facilmente trasferibile, concepito per la mobilitazione di pazienti costretti a letto per lunghi periodi.

Il **motomed Layson l** costituisce una versione di base rispetto al dispositivo 07526 motomed layson la prof. È infatti adatto alla sola terapia degli **arti inferiori**. Limitatamente all'esercizio delle gambe, offre comunque le stesse modalità di funzionamento, standard di sicurezza e software. Il monitor è però fisso sul telaio e i fermapiedi a sgancio rapido sono accessori ordinabili a parte.

MOTOmed layson offre le stesse modalità di **funzionamento** (attivo, passivo, assistito), **standard di sicurezza** (antispasmo, protezione del movimento e avviamento dolce) e **software** del *MOTOmed loop*.



mm_layson_l_front_7441_1710_1803_digital_1

Il dispositivo è inoltre dotato di **coppe per i piedi** sono disinfettabili, antiscivolo e con un bordo di protezione supplementare che elimina il rischio di contatto della caviglia del paziente con l'asse dei pedali.

Viene fornito anche con:

- Fermapiedi rapido
- Monitor removibile
- Telecomando per paziente

DIALISI

La chinesiterapia con MOTOmed durante la dialisi può contribuire a un migliore filtraggio delle sostanze che vengono espulse dal sangue attraverso l'urina aumentando così l'efficacia della dialisi.

Grazie alle tre modalità terapeutiche anche pazienti deboli e affetti da più patologie possono trarre vantaggio dalla terapia del movimento con MOTOmed in fase di dialisi.

La terapia è inoltre in grado di rafforzare il sistema cardiovascolare nonché la condizione generale e le capacità personali.

TERAPIA INTENSIVA E MOBILIZZAZIONE PRECOCE

La Chinesiterapia con MOTOmed nella terapia intensiva e per la mobilizzazione precoce può contribuire a un importante miglioramento delle condizioni generali del paziente.

I pazienti allettati possono effettuare una riabilitazione passiva, assistita o attiva nel letto di cura o nel lettino per terapia. Oltre ai vantaggi generali della terapia, come la rieducazione, la regolazione del tono muscolare o la stabilizzazione della circolazione, MOTOmed layson supporta anche l'abbandono della ventilazione e l'emodialisi.

La Chinesiterapia con MOTOmed può contribuire ad accorciare i tempi di permanenza in terapia intensiva.

Specifiche tecniche e dimensioni

Allenamento assistito	Per arti inferiori
Dim. Altezza	109 ÷ 163 cm
Dim. Larghezza	62 ÷ 92 cm
Peso dispositivo	79 kg
Base parallela (distanza tra le guide)	min 50 / max 80 cm
Altezza base (altezza libera da terra letto)	10 cm
Base divaricabile (larghezza divaricazione guide)	min 45 / max 88 cm

Tipo di movimento	Assistito
Alimentazione	100-240V / max. 120 VA, 47-63 Hz
Dim. Lunghezza	101 ÷ 123 cm
Peso massimo utente	135 kg
Regolazione altezza (max. altazza letto)	105 cm
Classe del dispositivo (direttiva 93/42/CEE)	Classe IIa
Classe di isolamento elettrico / Parti applicate (norma UNI EN 60601-1)	II / BF

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 4.61 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Document — PDF | 1.3 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 80 x 120 x 140 h | 120.5 kg | 1.34400

Accessori



02081 MANICOTTO

Manicotto consigliato per pazienti con limitate capacità di presa e stretta, consente di fissare rapidamente la mano alle maniglie e impugnature. Fornita al pezzo.



07519 IMPUGNATURA VERTICALE SGANCIO RAPIDO


Per utenti che dispongono ancora di una certa funzionalità di presa. Indicata per pazienti affetti da sclerosi multipla. Fornita in coppia dotata però di un meccanismo per l"aggancio/sgancio rapido al dispositivo.



07520 FERMAPIEDI LOOP

Semplifica l"inserimento e l"estrazione dei piedi nelle apposite coppe, senza alcuna assistenza aggiuntiva.

Altre immagini dell’articolo



mm_layson_l_efuchsloch_1778_1803_digital



mm_layson_l_front_7441_1710_1803_digital

MOTOMED LAYSON L



mm_layson_l_seitl_hinten_2587_1803_digital