**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/09337/?_locale=it

# **09337** EUROTRAK

Apparecchiatura con schermo touchscreen per effettuare trazioni terapeutiche lombari e cervicali, in modalità statica, continua o intermittente.. Da abbinare ai lettini ALFATRAC e BETATRAC.

Apparecchiatura con **schermo touchscreen** per l'esecuzione di **trazioni** lombari e cervicali. La modalità di funzionamento può essere "statica", "dinamica" o "dinamica intermittente". É disponibile una serie di programmi preimpostati per determinate patologie, ed è prevista anche la possibilità di memorizzazione fino a 50 trattamenti personalizzati.
Il display permette di visualizzare tutti i parametri impostati in un determinato momento e l'eventuale variazione di un valore di parametro è estremamente semplice ed immediata. Il paziente durante tutto il trattamento dispone di un pulsante d'arresto d'emergenza per l'interruzione della trazione a discrezione.



09337_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



È consigliato l'utilizzo dell'unità di trazione con i seguenti lettini per trazioni Chinesport:

- 09324 - ALFATRAC TABLE
- XW001.W - BETATRAC-E TABLE
- XW002.W - BETATRAC-H TABLE

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

**Statica**

In modalità statica, l'apparecchio esercita una forza costante, pari al valore impostato, per tutta la durata del trattamento.

**Dinamica**

In modalità dinamica si possono distinguere le quattro fasi:

- Fase 1: trazione

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



- Fase 2: pausa
- Fase 3: incremento
- Fase 4: decremento

**Dinamica intermittente**

Con l'apparecchio impostato in modalità dinamica si rende disponibile la videata che consente l'impostazione dei parametri relativi al funzionamento intermittente.

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

- Protrusione discale
- Ernia del disco
- Ipomobilità
- Discopatia degerativa

Garanzia: 24 mesi


CE 0476 CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Specifiche tecniche e dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peso** | 15 Kg | **Direttive** | 93/42 / EEC, IEC 60601 |
| **Dimensioni** | 41 x 44x 18 cm | **Alimentazione** | 100-240V, 50/60 Hz |
| **Lunghezza corda** | 95 cm | **Trazione minima** | 1 kg (lombare), 1 kg (cervicale) |
| **Trazione massima** | 90 kg (lombare), 20 kg (cervicale) | **Potenza assorbita** | 80 VA |
| **Risoluzione schermo** | 640x480 | **Classe di protezione** | I-BF |
| **Durata di utilizzo della corda** | almeno 1000 ore | | |




# Documentazione disponibile online

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 2.22 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**Manuale istruzioni - edizione passata** - manual de uso y mantenimiento — PDF | 2.46 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

**Manuale delle terapie** - Trazioni vertebrali — PDF | 2.27 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Certificazione esterna** - Certificato CE — PDF | 1.64 MB
IT, EN

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione conformità — PDF | 86.61 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - user_manual — PDF | 1.81 MB
HR
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 2.62 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

# Logistica

1. SCATOLA | cm 61 x 66 x 34 h | 17 kg | 0.13688

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

09337

**EUROTRAK**

**Repertorio:** R1307599

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Altre immagini dell’articolo



09337



web_09337_2



web_09337_3




Eurotrak_approf_01


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO




Eurotrak_approf_02




Eurotrak_approf_03


CHINESPORT
EUROTRAK
Function: Static Cervical
Parameters
Value
Time:
8 Min
Hold Force:
1.0 Kg
Status:
Inactive
Kg
Cycle Time: 8m 0s
1
0
8m 0s
Sec
Save
Memories
Start
F1
F2
www.chinesport.it


2-3


CHINESPORT
EUROTRAK
Function: Dynamic Cervical
Parameters
Value
Time:
15 Min
Hold Force:
1.0 Kg
Hold Time:
15 Sec
Pause Time:
15 Sec
Pull Time:
15 Sec
Release Time:
10 Sec
Rest:
50 %
Int. Traction:
Off
Int. Pull:
Off
Period:
0 Sec
Delta:
0 Kg
Status:
Inactive
Kg
Cycle Time: 55s
Elapsed Time:
1
0
15s
30s
55s
40s
Sec
Save
Memories
Start
F1
F2
www.chinesport.it


4-4


CHINESPORT
EUROTRAK
Enter Name to save in memory
A D
<<-
->>
Cancel
Ok

3-5


CHINESPORT
Create Step
Function: Dynamic Cervical
Function: Static Cervical
Function: Dynamic Cervical
Function: Progressive Cervical
Function: Intermittent Cervical
Function: Progr.+Int. Cervical
Pull Time: 15 Sec
Release Time: 10 Sec
Rest: 50 %
Int. Traction: Off
Int. Pull: Off
Period: 0 Sec
Delta: 0 Kg
Back
F2
Add Step
F3

6


CHINESPORT
EUROTRAK
Memory: Ad
Step
Section
Function
Step 1
Cervical
Static
Step 2
Cervical
Dynamic
Back
Memory Settings
Add Step
F1
F2
F3
www.chinesport.it

8