VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/104068/?_locale=it

104068 EMP2 PRO NEW

Tens digitale a 2 canali. 42 programmi per il trattamento del dolore e la stimolazione muscolare. Il EMP 2 Pro è un unità combinata TENS / EMS dal design moderno ed ergonomico.

Tens digitale a 2 canali. 42 programmi per il trattamento del dolore e la stimolazione muscolare. Il EMP 2 Pro è un unità combinata TENS / EMS dal design moderno ed ergonomico. Include i più recenti parametri di trattamento ed è dotato di un elettronica di alta qualità. Funziona tramite una batteria ricaricabile da 4.8 V.
EMP 2 Pro comprende 21 programmi pre-impostati e 21 programmi liberi divisi tra: trattamento del dolore, stimolazione muscolare, trattamento dell'incontinenza, Wellness.

CARATTERISTICHE:



104068_elettromedicali_emp-2-pro-1_preview

• 21 programmi pre-impostati

• 21 programmi liberi

• Programmi TENS: Burst, modulazione di frequenza, alta/bassa frequenza, stimolazione di Han.

• Programmi di stimolazione muscolare: rafforzamento muscolare, atrofia muscolare,

riabilitazione del piano pelvico.

• Programma di stimolazione dinamica ad effetto massaggiante

• Blocco tastiera per maggiore sicurezza

• batteria ricaricabile integrata

• sistema di protezione integrato per una maggiore sicurezza della pelle

ACCESSORI A CORREDO:

- 106351 CAVO TIPO 5.15, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI
- 104776 CARICABATTERIA
- VALIGETTA DI TRASPORTO

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Batterie	integrata	**Frequenza**	1 ÷ 120 Hz
Dimensioni	10,9 x 6,0 x 2,5 mm	**Conformità**	Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici
Ampiezza impulsi	60 ÷ 500 µs	**Corrente in uscita**	100 mA (con 1 kΩ reali)
Step di intensità	0,5 mA		

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 497.86 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 6.02 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 5.94 MB

EN

Documento disponibile in area riservata


Logistica

1. SCATOLA | cm 20 x 30 x 7 h | 0.80000001192093 kg | 0.00420

Repertorio: 1220108


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori




281000 ELETTRODI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.




282000 ELETTRODI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283000 ELETTRODI STIMEX 50X130 2 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283600 ELETTRODI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.

Altre immagini dell’articolo



104068_elettromedicali_emp-2-pro-1