chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

ELETTRODI STIMEX 50X90

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/283600/?_locale=it

283600 ELETTRODI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall’area dolorante da trattare. Gli elettrodi più piccoli hanno una densità di corrente maggiore. Questo porta, in un area ristretta, ad avere una stimolazione più forte dei nervi e dei tessuti in profondità. Gli elettrodi piccoli sono preferibili per la stimolazione motoria (contrazioni muscolari) con bassa frequenza. Gli elettrodi grandi sono preferibili con le alte frequenze per amplificare l’input spinale (teoria del controllo a cancello).

Confezione da due pezzi.

Garanzia: 24 mesi



283600_elettromedicali_elettrodi-autoadesivi-50x90mm

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione UE di conformità

PDF | 290.86 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata