VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0028/?_locale=it

AC0028 BRACCIOLO POLTRONA

Bracciolo poggiabraccia in materiale termoplastico facilmente igienizzabile. Inseribile con dispositivo di bloccaggio AC0026

Il bracciolo è in poliuretano con base in acciaio cromato. Per applicare il bracciolo al lettino da visita o terapia è necessario utilizzare l'accessorio dispositivo di bloccaggio codice AC0026. Il bracciolo può quindi essere facilmente regolato in altezza, inclinazione e rotazione e fissato in due diverse posizioni per lato.
In particolare il bracciolo può anche essere rimosso per consentire l'accesso laterale se ritenuto più agevole per il paziente specifico e/o da un'altra posizione di partenza seduta o sdraiata.
Questo tipo di bracciolo è applicabile a tutti i lettini da terapia e da visita della serie Test a tre sezioni imbottite. Questi lettini da visita e terapia sono caratterizzati dalla possibilità di regolare le sezioni per ottenere una comoda posizione seduta. (vendita a coppia)

Garanzia: 36 mesi



IMG_3622

CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza bracciolo	270 mm	**Larghezza bracciolo**	43 mm
Lunghezza bracciolo	260 mm		



Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 240.93 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 164.89 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 32 x 58 x 7 h | 2.7999999523163 kg | 0.01299

Repertorio: ACCESS.

Altre immagini dell’articolo



4




AC0028_01b


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BRACCIOLO POLTRONA



AC0028_02b



AC0028_03b