chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

CUNEI PER PIEDE EQUINO

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0096/?_locale=it

AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d"appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.

Adattamento delle pedane d’appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.

Da ordinare quindi accessorio specifico.

Garanzia: 24 mesi

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY



Pedana-Tilt-2

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000077_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TILT TABLE 2BT - TILT TABLE 2ET — PDF | 1.51 MB

IT

IFU - Istruzioni per l'uso - TILT TABLE 2ET - TILT TABLE 2BT — PDF | 4.28 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_EN.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_ES.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.32 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_SV.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità PDF | 137.89 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 407.05 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 30 x 31 x 9 h | 2.4000000953674 kg | 0.00837