VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0911/?_locale=it

AC0911 KIT DIVARICATORE

Cuneo imbottito, può essere montato su una guida centrale per mantenere le gambe del paziente separate. Facilmente montabile senza l"uso di alcun attrezzo. Migliora l'immobilizzazione delle gambe.

Il cuneo imbottito può essere montato su una guida centrale per mantenere le gambe del paziente separate. Può essere facilmente montato senza l’uso di alcun attrezzo. Questo dispositivo include anche una maniglia che può quindi essere utilizzata per mantenere allineata un’eventuale fascia con codice AC0005 - FASCIA DI BASE o AC0561 FASCE GAMBE SEPARATE. La maniglia migliora l’immobilizzazione delle gambe. Una volta che il cuneo è montato, questo può scorrere per essere regolato in altezza lungo la rotaia centrale, ed essere dunque fissato in qualsiasi posizione desiderata.

Garanzia: 24 mesi



AC0911

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 5.8 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.004.4.0.2.0.pdf — PDF | 5.8 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000076_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - MARCUS — PDF | 1.51 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI PER LA TERAPIA DELLA STATICA — PDF | 4.68 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.003.1.2.1.pdf — PDF | 4.68 MB
EN

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.003.3.0.3.0.pdf — PDF | 4.87 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.004.3.0.1.0.pdf — PDF | 5.83 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 137.89 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 299.51 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 29 x 32 x 9 h | 1.1000000238419 kg | 0.00835

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



AC0911_2