
VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0912/?_locale=it

AC0912 KIT PASSACINGHIA

Maniglia fissata su una guida centrale situata tra la sezione gambe del lettino. Facilmente montabile senza l'uso di alcun attrezzo. Permette di mantenere allineata una eventuale fascia e migliora il contenimento delle gambe.

Una maniglia specifica può essere fissata su una guida centrale appositamente progettata a questo scopo, che si trova tra la sezione gambe del lettino di statica. Può essere facilmente montata senza l'uso di alcun attrezzo. Questa maniglia permette, quindi, di mantenere allineata un'eventuale fascia con codice AC0005 - FASCIA DI BASE o AC0561 FASCE GAMBE SEPARATE che migliora anche il contenimento delle gambe. La maniglia può scorrere ed essere regolata in altezza lungo la rotaia centrale, ed essere quindi fissata in qualsiasi posizione desiderata.

Garanzia: 24 mesi



AC0912

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 5.8 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.004.4.0.2.0.pdf — PDF | 5.8 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000076_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - MARCUS — PDF | 1.51 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI PER LA TERAPIA DELLA STATICA — PDF | 4.68 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.003.1.2.1.pdf — PDF | 4.68 MB
EN

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.003.3.0.3.0.pdf — PDF | 4.87 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.004.3.0.1.0.pdf — PDF | 5.83 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 137.89 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 12 x 29 x 4 h | 0.5 kg | 0.00139

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



AC0912_2