chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI


VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC1134/?_locale=it

AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.

Elemento con scala graduata +/- 90 gradi dotato di magneti per applicazione rimozione rapida al lettino di statica.
Consente al terapista, quindi, un controllo dell'inclinazione del lettino, ed anche per un'eventuale progressione di esercizio posturale.

Garanzia: 24 mesi



AC1134

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	0,35 kg	**Spessore**	0,5 cm
Materiale	plexiglass	**Dimensioni (LxPxA)**	10 x 2,5 x 8 h cm

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 5.8 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.004.4.0.2.0.pdf — PDF | 5.8 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000076_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - MARCUS — PDF | 1.51 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI PER LA TERAPIA DELLA STATICA — PDF | 4.68 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.003.1.2.1.pdf — PDF | 4.68 MB
EN

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.003.3.0.3.0.pdf — PDF | 4.87 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.004.3.0.1.0.pdf — PDF | 5.83 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 251.84 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SACCHETTO | cm 12 x 15 x 2 h | 0.10000000149012 kg | 0.00036

Altre immagini dell’articolo



AC1134_2