chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

KIT ANTISCIVOLO PARALLELE

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC1257/?_locale=it

AC1257 KIT ANTISCIVOLO PARALLELE

Fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele.

Particolarmente utile nel caso d"utilizzo senza calzature. 16 pezzi.

Serie di fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele Chinesport.

Vengono posizionate con criterio di equidistanza tra loro e tali da consentire una riduzione della possibilità di scivolamento del paziente durante l’esercizio di deambulazione assistito.

L’accessorio potrebbe essere particolarmente utile nel caso d’utilizzo senza calzature, e su pedana inclinabile del modello PARALLEL BARS PLUS 3 M TILT codice 01327.

Il corretto posizionamento delle fasce antiscivolo è garantito da un dima fornita di serie.



AC1257

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

N° pezzi	16

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PARALLELE STANDARD e PLUS — PDF | 1.5 MB

IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000079_EN.002.1.0.2.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 4.86 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_SV.000.0.0.2.0.pdf — PDF | 4.86 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_ES.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.9 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_EN.000.0.0.1.0.pdf — PDF | 4.86 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000332_FR.000.0.0.3.0.pdf — PDF | 4.86 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di Conformità — PDF | 189.78 KB

IT, EN, DE, FR, ES


Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - manuale d'uso — PDF | 229.85 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Altre immagini dell’articolo



AC1257_02



AC1257_03



AC1257_04



AC1257_05

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

KIT ANTISCIVOLO PARALLELE



AC1257_07



AC1257_06


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AC1257

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

KIT ANTISCIVOLO PARALLELE



AC1257_08

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO