
VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC1307/?_locale=it

AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.

I markers sono delle sfere di tipo tridimensionale del diametro di 12,5 mm. Essi sono fabbricati con massima livello di precisione per la loro rotondità, ed hanno anche caratteristica di estrema solidità. I markers vengono forniti con relativa base in plastica dove devono essere avvitati. Quando sono diventati un corpo unico si può procedere con l'applicazione dello specifico bi-adesivo per uso medicale che è fornito di serie.
Il nastro è di larghezza 25 mm, lunghezza 5 metri e spessore 0,16 mm. È supportato da adesivo acrilico, resistente ai fluidi e con buona lavabilità. Questo nastro biadesivo è costituito da un film di polietilene trasparente di 3 millimetri rivestito sui due lati con un adesivo acrilico. Può essere utilizzato per dispositivi medici. Il nastro è fornito di specifica certificazione medicale FDA, e può applicato al corpo o alla pelle.



AC1307

L’applicazione del nastro bi-adesivo alla base in plastica dei markers è la seconda operazione preliminare manuale da farsi. Si consiglia, quindi, di preparare il set dei markers già predisposto prima della visita posturale. In tal modo l’applicazione di tali markers sul paziente, e l’acquisizione delle relative immagini tramite lo specifico laboratorio d’analisi posturale, potrà durare pochi minuti.

Il set si compone di 100 markers di tipo sferico con relative base in plastica, e con un nastro biadesivo.

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità

PDF | 103.11 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 13 x 30 x 20 h | 1 kg | 0.00780

Altre immagini dell’articolo



AC1307_02




AC1307_03



AC1307_04



AC1307_05



AC1307_06



AC1307_07



AC1307_08



AC1307_09

POSTURAL MARKERS SET



AC1307_10



AC1307_11

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

POSTURAL MARKERS SET



AC1307_13



AC1307_12