chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10003/?_locale=it

AR10003 ERGO 100

Pannello avanzato configurabile ed applicabile a parete. Il pannello è predisposto per contenere fino a quattro moduli di lavoro che possono essere scelti liberamente tra le librerie disponibili.

Pannello avanzato configurabile ed applicabile a parete.

Il pannello è predisposto per contenere fino a quattro moduli di lavoro a base rettangolare che possono essere scelti tra le librerie disponibili.
Il posizionamento in altezza del singolo modulo non prevede l'uso di nessun attrezzo.
L'inserimento avviene per scorrimento in apposite guide, ed è previsto un agevole bloccaggio con dispositivo a leva. La possibilità di posizionare il modulo di lavoro più in alto, conferisce all'esercitazione una caratteristica di gradualità e progressione in relazione al miglioramento del paziente.



ergo-100_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

La struttura viene fornita con specifica ferramenta.

Garanzia: 24 mesi

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10003

ERGO 100

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	5 kg	**Dimensioni**	39,5 x 4 x 86 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - ERGO STRUTTURE CONFIGURABILI — PDF | 6.33 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000364_EN.000.1.0.3.pdf — PDF | 6.32 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.77 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 95 x 51 x 10 h | 8 kg | 0.04845

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240741

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



codice-3-ergo-100_1-copia



codice-3-ergo-100-inserim-copia


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10003

ERGO 100



codice-3-utilizzo-copia



senza-titolo_00507-da-rit-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO