chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10004/?_locale=it

AR10004 ERGO 400

Pannello avanzato per applicazione a parete, e predisposto per l"uso di un singolo sussidio di lavoro alla volta. Il modulo viene inserito per scorrimento nelle apposite guide e bloccato con dispositivo a leva.

Si tratta di un pannello avanzato per applicazione a parete, e predisposto per l’uso di un singolo sussidio di lavoro alla volta. Il modulo viene inserito per scorrimento nelle apposite guide e bloccato con dispositivo a leva.

A questo punto il sussidio può essere regolato agevolmente in altezza senza alcun attrezzo o riposizionamento, consentendo una variazione e progressione nell’esecuzione del medesimo esercizio. Il sistema di regolazione è semplice e non richiede nessuno sforzo da parte del terapista.



codice-4-ergo-400

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Il sussidio può, quindi, essere regolato da 54 a 200 cm, con intervalli di 2,5 cm. Il dispositivo di aggancio del sussidio consente anche l'esecuzione del medesimo esercizio in una condizione di inclinazione da 0° a 90°, da verticale a orizzontale.

Il modulo di lavoro può essere scelto liberamente tra le librerie disponibili.
La struttura è in metallo e viene fornita con specifica ferramenta.

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	32 kg	**Dimensioni**	46 x 24,5 x 202 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - ERGO STRUTTURE CONFIGURABILI — PDF | 6.33 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000364_EN.000.1.0.3.pdf — PDF | 6.32 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.77 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 51 x 212 x 12 h | 28 kg | 0.12974

2. SCATOLA | cm 23 x 51 x 35 h | 6.8000001907349 kg | 0.04106

Codice Dispositivo medico CND: V9099


Repertorio: R1240742

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


Altre immagini dell’articolo



codice-4-ergo-400_1-copia



codice-4-ergo-400_2-copia



codice-4-ergo-400-inserim-copia



codice-4-ergo-400-inclinazione1



codice-4-ergo-400-inclinazione3



codice-4-ergo-400-inclinazione2



codice-25-es1-copia



codice-25-es2-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10004

ERGO 400



codice-25-es3-copia



codice-25-es4-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO