chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10007

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT ERGO 1

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10007/?_locale=it

AR10007 TILT ERGO 1

Struttura di supporto che permette l"inclinazione di un singolo sussidio di lavoro da 0° a 90° con posizioni intermedie. Profondità cm 26,5.

La struttura di supporto *TILT ERGO 1* permette di variare l'inclinazione di un singolo sussidio di lavoro da 0° a 90° ed è regolabile anche in ogni posizione intermedia. Essa consente di ampliare quindi le possibilità di esecuzione di uno stesso esercizio per impegno e difficoltà.

Può essere utilizzato sia su piano orizzontale, con paziente in posizione seduta, che su un piano verticale ed utente in posizione eretta mediante inserimento dell'elemento in un pannello configurabile *ERGO 100*, [rif cod. AR10003] e mentre l'utente è in piedi.

La struttura è in metallo verniciato, mentre il basamento è in polietilene anti-batterico, resistente all'acqua ed ai raggi UV e facilmente igienizzabile.



ar10026_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Garanzia: 24 mesi

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10007

TILT ERGO 1

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	4 kg	**Dimensioni**	46 x 26,5 x 14 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - ERGO STRUTTURE CONFIGURABILI — PDF | 6.33 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000364_EN.000.1.0.3.pdf — PDF | 6.32 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.77 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 48 x 30 x 19 h | 4.5 kg | 0.02736

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240748

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



codice-7b-elemento-tilt-e-copia



codice-7-regolazione1-copia



codice-7-inserimento1-copia



codice-7-inserimento4-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10007

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT ERGO 1



codice-7-inserimento5-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO