chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10010/?_locale=it

AR10010 SPIRALE OBLIQUA

Il sussidio prevede un lavoro sul piano orizzontale. Il gomito si flette ed estende per raggiungere le curve del flessibile.

Il sussidio prevede un lavoro sul piano orizzontale. Il gomito si flette ed estende per raggiungere le curve del flessibile; per superarle, sono richiesti movimenti di inclinazione radiale/ulnare; posizionamento a pannello verticale: in questo caso lo strumento si sviluppa sul piano verticale.

Lo strumento risulta così simile alla spirale verticale con la differenza che posizionandolo ad altezze diverse e lavorando in posizione eretta, obbliga il soggetto a gradi di flessione del braccio ed estensioni del gomito maggiori.

Garanzia: 24 mesi



codice-10-kit-spirale-obl-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10010

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SPIRALE OBLIQUA


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,8 kg	**Dimensioni**	39,5 x 29 x 10 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000366_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.78 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI GAMMA SERPENTE MAGICO — PDF | 4.78 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 244.34 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica


1. SCATOLA | cm 25 x 41 x 22 h | 2 kg | 0.02255

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240754

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



senza-titolo_00507-da-rit-copia-2