VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10011/?_locale=it

AR10011 VITE SENZA FINE

Sussidio utile per un lavoro in autonomia del paziente finalizzato a recuperare la funzione articolare tra le interfalangee delle dita e la pronosupinazione.

Sussidio utile per un lavoro in autonomia del paziente finalizzato a recuperare la funzione articolare tra le interfalangee delle dita e la pronosupinazione.

Per una corretta esecuzione del compito è richiesta la capacità di chiedere ed aprire le dita mantenendo un determinato grado di pronazione o supinazione della mano. Per fare ciò il soggetto deve associare ad una adeguata articolarità e funzionalità muscolare una buona coordinazione nei movimenti della mano. L'obiettivo è la conoscenza dei movimenti fini delle proprie mani e un loro miglior utilizzo.



codice-11-kit-nuova-vite--copia

In questo sussidio c'è la possibilità di effettuare una minima regolazione dello sforzo di rotazione della barra; quest'ultima presenta 2 diversi diametri di sezione per meglio adattarsi al tipo di esercizio/paziente.

Garanzia: 24 mesi


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17.5 x 15 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000367_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.45 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABILITÀ MANIPOLATIVE — PDF | 4.46 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 253.45 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica


1. SCATOLA | cm 19 x 41 x 19 h | 2.2999999523163 kg | 0.01480

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240755

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



senza-titolo_00507-da-rit-copia-3