chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10012/?_locale=it

AR10012 FLESSO ESTENSIONE

Il paziente posiziona l"avambraccio sul supporto contenitivo. Le dita sono collegate agli elastici mediante dei fissaggi infilati come anelli. Per esercizi in contrazioni concentriche, eccentriche o isometriche a carico della muscolatura flessoria.

Il paziente posiziona l’avambraccio sul supporto contenitivo. Le dita sono collegate agli elastici mediante dei fissaggi infilati come anelli.

Un sistema regolabile scorrevole permette di mantenere un asse ottimale di 90° tra le falangi e gli elastici. La tensione degli elastici, mantiene in allungamento la muscolatura flessoria delle dita modificandone nel tempo la rigidità passiva.
Si possono richiedere esercizi in contrazioni concentriche, eccentriche o isometriche a carico della muscolatura flessoria.



codice-12b-kit-flesso-ext-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

FLESSO ESTENSIONE

I supporti sono in metallo cromato, mentre gli inserti per le dita sono in finta pelle atossica ed ogni singolo elastico-dita risulta regolabile sia in lunghezza che in resistenza.

Garanzia: 24 mesi


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE

CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2,3 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 19 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000367_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.45 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABILITÀ MANIPOLATIVE — PDF | 4.46 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 418.04 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 41 x 20 x 24 h | 2.2000000476837 kg | 0.01968

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240758

Altre immagini dell’articolo



codice-12-kit-flesso-exte-copia



codice-12-utilizzo2-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10012

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

FLESSO ESTENSIONE



codice-12-utilizzo1-copia

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO