VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10016/?_locale=it

AR10016 ELETTRICITA'

Sussidio per esercizio dedicato all'attivazione dell'interruttore e inserimento di una spina nella presa.

Per attivare l'interruttore, il dito deve posizionarsi nella giusta metà del pulsante. Il compito può essere risolto anche utilizzando due dita;
per effettuare un movimento ritmico alternato, servono selettività nel reclutamento in successione dei flessori delle due dita.

Inserire una spina in una presa è un compito poi che richiede attenzione, coordinazione e valutazione della forza affinché avvenga in sicurezza. Il soggetto deve afferrare saldamente con ognuna delle due mani gli elementi e incastrarli tra loro.

Garanzia: 24 mesi



codice-22-kit-prolunga-copia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10016

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

ELETTRICITA'


ATTIVITÀ DOMESTICHE


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,3 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 8,5 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000368_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.48 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ATTIVITÀ DOMESTICHE — PDF | 3.48 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 244.33 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 20 x 41 x 10 h | 1.3999999761581 kg | 0.00820

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240766

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



codice-22-es2-copia



codice-22-es3-copia



codice-22-es4-copia