VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10017/?_locale=it

AR10017 MANIGLIE

Sussidio composto da una maniglia-finestra (rotazione a 180° con perno centrale) e da una maniglia-porta (rotazione 90° con perno laterale).

Composto da una maniglia-finestra (rotazione a 180° con perno centrale) e da una maniglia-porta (rotazione 90° con perno laterale).
Quest'ultima, a seconda di come il sussidio viene posizionato sul pannello a muro, può essere usato con la mano destra o sinistra.

Garanzia: 24 mesi

ATTIVITÀ DOMESTICHE

USO CON UNA MANO

POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE

POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE

POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO

CE



codice-17-kit-maniglie-_p-copia

CE RICICLO CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,5 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 8 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000368_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.48 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ATTIVITÀ DOMESTICHE — PDF | 3.48 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 246.42 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 19 x 42 x 16 h | 1.6000000238419 kg | 0.01277

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240767

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



to30