VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10021/?_locale=it

AR10021 FIBBIE

Il sussidio è composto da un lato con una fibbia-cintura a clip con lunghezza regolabile, e dall"altro lato con un lembo completo di cerniera apribile.

Serve una buona coordinazione occhio-mano per infilare la cerniera. Per mettere in tensione le parti dopo averla infilata ci si avvale di una presa sub termino-laterale. La faccia palmare del polpastrello del pollice si appoggia sulla faccia esterna della prima falange dell'indice. I muscoli che stabilizzano la presa sono il primo interosseo dorsale, con azione sull'indice, sul flessore breve, il primo interosseo palmare e l'adduttore del pollice.

Il sussidio è composto da un lato con una fibbia-cintura a clip con lunghezza regolabile, e dall'altro lato con un lembo completo di cerniera apribile.



codice-21-kit-fibbie-copia

Pure il sussidio fibbia-cintura a clip necessita di buona coordinazione e di una discreta forza da applicare con il pollice in opposizione all'indice per sganciare il dispositivo di chiusura.

Garanzia: 24 mesi


ABBIGLIAMENTO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,1 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 4 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000369_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.36 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABBIGLIAMENTO ALIMENTAZIONE — PDF | 3.36 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 243.66 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 42 x 22 x 6 h | 1.2000000476837 kg | 0.00554

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240773

Altre immagini dell’articolo



codice-21bis-es-copia