VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10047/?_locale=it

AR10047 TRACKS PICCOLO

Sussidio per la riabilitazione della mano e delle dita composto da tavoletta con 2 perni in alluminio, 2 sfere e 1 perno in materiale plastico scorrevoli di differenti forme.

Il sussidio viene fornito con due perni in alluminio di diversa forma, due sfere di diversa dimensione, ed un cilindro in materiale plastico.

Questi elementi offrono varietà di impugnatura e tipo di “presa”:

- I due piccoli perni in alluminio servono per movimenti precisi con le dita (una di queste versioni può replicare l’impugnatura di una chiave);
- Le due sfere sono adatte anche alla “presa” di un bambino (per esempio, può essere trascinata con il palmo della mano);
- Il cilindrico di diametro cm 2,5 ed altezza cm 9 è da impugnare con il palmo o con la punta delle dita a seconda della capacità del paziente o del movimento che si vuole



web_ar10047_preview

perfezionare.

Il sussidio di lavoro migliora l'uso delle dita, dei polsi, dell'arto superiore, la coordinazione oculo-manuale di pazienti sia adulti che in età evolutiva, con esigenze di apprendimento ed esercitazione di abilità mai attivate o perse in seguito a lesioni traumatiche degli arti oppure a lesioni neurologiche.

Attraverso il movimento vincolato ad una rotaia sarà possibile muovere nello spazio un arto superiore con programma motorio alterato, e agire inoltre sulle retrazioni dell'articolazione spalla-gomito-polso .

Predispone al miglioramento del segno grafico e dell'uso delle chiavi nelle serrature.


AFFERRARE E INSERIRE


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	1,3 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 6 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000365_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 3.27 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI PER INSERIRE ED AFFERRARE — PDF | 3.28 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 251.92 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 41.5 x 21 x 6 h | 1 kg | 0.00523

Codice Dispositivo medico CND: V9099


Repertorio: R1240816

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



to14



ar10047_exercise2

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10047

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TRACKS PICCOLO



to11

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO