VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10050/?_locale=it

AR10050 SCALETTA CON MANIGLIA



to17

L"evoluzione del pannello scaletta (AR10013), permette anche l"apertura/chiusura in rotazione dell"avambraccio.

Il sussidio di lavoro ha le stesse caratteristiche tecnico-funzionali e terapeutiche descritte per l’articolo codice AR10013.

In particolare il sussidio permette, come funzione primaria d’origine, di mobilizzare le dita seguendo le scanalature, ed è utile anche come sussidio applicato in verticale su modulo tipo ERGO 100 per facilitare l’elevazione della spalla.

L’aspetto più peculiare è la presenza di una manopola che permette di flettere ed estendere il polso, il gomito e di mobilizzare la spalla. La manopola è a sua volta girevole e facilita la presa sia dall’alto che di lato.

SCALETTA CON MANIGLIA

L’ausilio può essere appoggiato su piani ed a distanze diverse, anche sulle ginocchia del paziente seduto, così da facilitare oltre che il movimento della mano e del polso, anche quello del gomito e della spalla.

Garanzia: 24 mesi


ABILITÀ MANIPOLATIVE


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO INCLINATO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2,2 kg	**Dimensioni**	39,5 x 17,5 x 16 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000367_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.45 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI ABILITÀ MANIPOLATIVE — PDF | 4.46 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 246.35 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 22 x 42 x 6 h | 1.7999999523163 kg | 0.00554

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240822