chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MAGIC SNAKE 2

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR10054/?_locale=it

AR10054 MAGIC SNAKE 2

Ausilio composto da due pannelli base della dimensione rettangolare con possibilità di sagomare a piacimento l"elemento-barra che funge da guida.

Il sussidio si compone di due moduli di base di forma rettangolare e sempre di un tubo di plastica rigido, che può essere piegato e sagomato a piacimento.
Le estremità del tubo possono essere inserite ad incastro nelle basi. Nella dotazione del sussidio vi sono un gancio a “becco d’oca” ed un anello che possono essere fatti passare, quindi, lungo il percorso guida predefinito dal tubo sagomato.

Il sussidio offre un’estrema libertà nel comporre movimenti e prese differenti.

Garanzia: 24 mesi



web_ar10054

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10054

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MAGIC SNAKE 2


SERPENTE MAGICO


USO CON UNA MANO


USO CON DUE MANI


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO ORIZZONTALE


POSIZIONAMENTO DEL SUSSIDIO VERTICALE


CE


RICICLO


MADE IN ITALY

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	2,7 kg	**Dimensioni**	39,5 x 44,5 x 40 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TERAPIA OCCUPAZIONALE — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000090_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000366_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.78 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SUSSIDI GAMMA SERPENTE MAGICO — PDF | 4.78 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 123.46 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 249.63 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 42 x 42 x 7 h | 2.5 kg | 0.01235

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1240828

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



senza-titolo_00091-2



senza-titolo_00102

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR10054

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MAGIC SNAKE 2



web_ar10053_3-1



web_ar10053_2-1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO