VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR11A19/?_locale=it

AR11A19 TRAVERSA

Questo elemento di traversa laterale può essere applicato sul lato verticale di una struttura standard con almeno due piani di lavoro, aumenta la rigidità della struttura stessa e può essere utilizzata per l"appoggio di fasce ed imbragature.

Questo elemento di traversa laterale può essere applicato sul lato verticale di una struttura standard con almeno due piani di lavoro – vedi STRUTTURA 6 – 7 - 8 – 9 - 10.

Questa configurazione è alternativa all’utilizzo di una griglia, aumenta la rigidità della struttura stessa e può essere utilizzata per l’appoggio di fasce ed imbragature.

Dimensioni: cm 102,5 x 5 x h 2,5

Peso: kg 2,2

Garanzia: 24 mesi



ar11a19-copia

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000083_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PULEGGIOTERAPIA ARCHIMEDE — PDF | 1.51 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 118.02 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Montaggio - Istruzioni di montaggio — PDF | 248.41 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.66 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 1.83 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 16 x 108 x 9 h | 3 kg | 0.01555

Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1241076

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



es_-1-pag