VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AV3/?_locale=it

AV3 STANDING AV3

Stabilizzatore in postura eretta Chinesport è un dispositivo configurabile utilizzato per il trasferimento ed il sollevamento delle persone disabili o con grandi difficoltà motorie. Studiato per sollevare la persona e mantenerla in posizione eretta.

Gli stabilizzatori Chinesport sono dei dispositivi configurabili che consentono ai singoli utenti di assumere e mantenere la postura eretta e di muoversi in ambienti interni in autonomia oppure assistiti da un operatore o un familiare. A seconda delle necessità dell'utente finale, infatti, la struttura dispone di tre configurazioni: a mobilità assistita, a mobilità autonoma con base compatta o con accessibilità agevolata.
Si caratterizzano per la semplicità delle regolazioni che consente di ridurre il tempo necessario per tali operazioni, nonchè una maggiore autonomia di esecuzione direttamente possibile da parte dell'utente finale. La maggior parte delle regolazioni, infine, non richiedono l'utilizzo di alcun attrezzo.



AV3_preview

“Con i dovuti distinguo e tutte le necessarie attenzioni alla specificità dei casi individuali, si ritiene che il prodotto si possa indirizzare a coloro che sono affetti da malattie o lesioni del midollo spinale, paraplegie, sclerosi a placche, morbo di Parkinson o da patologie muscolari, distrofie muscolari, ed a coloro che sono in difficoltà nelle azioni che richiedono un sollevamento, ad esempio le persone anziane”.

Corso di Perfezionamento “Tecnologie per l’Autonomia” (Università Cattolica di Milano e Fondazione Don Gnocchi)

Anno Accademico1999-2000 - Elaborato di Carlo Marchesini

Garanzia: 36 mesi


CE


RICICLO


MADE IN ITALY


CERTIFICAZIONE 4


CERTIFICAZIONE 5


CERTIFICAZIONE 6

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB

NL

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.16 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.007.7.0.2.3.pdf — PDF | 2.08 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 1.57 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.006.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 157.54 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 2.71 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 2.68 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.88 MB

DE


Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 1.87 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Accessori



AC0048 TASCA SELLA LUNGA

Tasca sottocuscino per sella lunga che agevola il trasferimento dalla carrozzina.



AC0049 SUPPORTI LATERALI

Sostegni morbidi per il contenimento laterale.



AC0685 FERMA TALLONI FISSI

Riferimento e supporto posteriore ai piedi dell"utente sullo stabilizzatore. Applicabili solo alle pedane in metallo. Fornibili in coppia.



AC0692 SISTEMA DI ANTI-SCHIACCIAMENTO

Ha una funzione di anti-schiacciamento con interruzione della verticalizzazione per contatto con l"utente. Regolabile in profondità in 7 posizioni: da 12 a 84 mm max.



AC0693 SUPPORTO FRONTALE

Supporto utile in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell"utente. Regolabile in profondità in 7 posizioni: da 12 a 84 mm max.



AC0694 SUPPORTO ANTI-SCHIACCIAMENTO

Supporto utile in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell"utente. Include anche funzione di anti-schiacciamento con interruzione della verticalizzazione per contatto con l"utente. Regolabile in profondità in 7 posizioni: da 12 a 84 mm



AC0702 SUPPORTI LATERALI REGOLABILI

Sostegni morbidi per il contenimento laterale. Regolabili lungo i maniglioni lunghi.



AC0764 PIANO IN ABS GRANDE

Piano aggiuntivo in ABS dai bordi rialzati da applicare al piano standard prescelto di misura grande. Facilmente asportabile come vassoio per igienizzazione.

STANDING AV3



AC0765 PIANO IN ABS MEDIO

Piano aggiuntivo in ABS dai bordi rialzati da applicare al piano standard prescelto di misura media. Facilmente asportabile come vassoio per igienizzazione.



AC0782 MANIGLIONI LATERALI LUNGHI

Consentono l'applicazione di ulteriori accessori per una maggiore flessibilità ed opportunità per la stabilizzazione ed il contenimento laterale/posteriore.



AC0783 CINGHIA SUPPORTO DORSALE

Cinghia di contenzione a livello della schiena. Applicata da un assistente. Misura unica.



AC1271 KIT SUPPORTI IMBOTTITI

Supporti morbidi imbottiti con rivestimento in similpelle. Regolabili in larghezza, profondità, altezza.



AC1300 FERMA TALLONI REGOLABILI 2

Ferma talloni per pedane in legno. Applicabili in due posizioni e regolabili in larghezza e rotazione. Predisposti per l'applicazione di una cinghia fermapiedi. Fornibili in coppia.



AC1303 KIT CINGHIE FERMAPIEDE

Cinghie di stabilizzazione per kit talloniera AC1300 compatibile con pedane in legno.



AC1305 TELECOMANDO STRUZZO

Questo set consente all"utente di spostare l"unità Struzzo senza essere salito a bordo.



AC1308 IMBOTTITURA INGUINALE

Consigliata per persone a rischio di abduzione delle gambe e che vadano a contatto con il blocco centrale dello standing (pezzo singolo)

Altre immagini dell’articolo



AV3