VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AV3121A0113G/?_locale=it

AV3121A0113G STAND-UP 500

Mobilità assistita, altezza telaio regolabile con molla a gas, verticaliz. manuale non assistita, nessun supporto, maniglioni base non regolabili, struttura fissa.

Il dispositivo consente all'utente di assumere e mantenere la postura eretta e di muoversi in ambienti interni con l'assistenza di un operatore. Lo sforzo di sollevamento per la verticalizzazione è affidato alla spinta che l'utente riesce ad esprimere con gli arti superiori ben ancorati ai maniglioni laterali e al bordo del piano tavolo. In alternativa l'utente va sollevato e posizionato dagli assistenti. Dopo l'operazione di sollevamento l'utente può stabilizzare la postura eretta azionando la leva laterale che abbassa il dispositivo di contenimento posteriore imbottito. Il supporto piano tavolo è dotato di un sistema di ampie regolazioni per scorrimento, in altezza e profondità. L'ausilio è dotato di quattro ruote che permettono la sua mobilità a spinta manuale. La regolazione in altezza della struttura centrale, da cui dipendono il posizionamento del poggiastinchi e del piano tavolo, è servoassistita meccanicamente da una



Stand-up-M_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

molla a gas comandata da una leva di sblocco fissata al contenimento laterale. Il sistema di regolazioni dell'intera struttura, consente di adattare l'ausilio alle caratteristiche ergonomiche dell'utilizzatore. Per ulteriori informazioni consultare la sezione relativa ad opzioni, accessori e regolazioni.

DESTINATARI D'USO

L'utente in grado di trasferirsi autonomamente dalla carrozzina allo standing, e di sollevarsi con le proprie forze, può utilizzare questo semplice standing; sarà necessario aiuto per la chiusura dell'appoggio gluteo (solo pochi utenti riescono ad effettuare in autonomia anche questa operazione); se è disponibile valida e continua assistenza, lo standing è indicato anche per un utente con poca forza e che lo utilizzi poche volte nella giornata. è il modello economico della gamma.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A0113G

STAND-UP 500

- Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo: **04.48.21.012**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- *Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante pistone a gas: **04.48.91.036***
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045**
- Regolazione indipendente divaricazione supporto arto inferiore: **04.48.91.018**

NOTE

Un video dimostrativo delle prestazioni principali, ed in particolare per le modalità di verticalizzazione e di regolazione dell'intera struttura all'altezza dell'utilizzatore finale, è disponibile con riferimento ad una precedente versione corrispondente a / e sostituito dal presente modello.

Garanzia: 36 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 5 CE CERTIFICAZIONE 6

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


AV3121A0113G

STAND-UP 500

Specifiche tecniche e dimensioni

Trasferimento del dispositivo	In modo assistito
Supporto di sollevamento	Nessuno supporto
Parte superiore della struttura	Ad altezza pre-impostata
Dimensioni	103,5 x 75 x 98 ÷ 146 h cm
Accessibilità base	63 cm (allargata)
Tipo di movimentazione	manuale
Larghezza base interna/esterna	63 - 75 cm
Verticalizzazione servo-assistita	assente

Modalità di sollevamento	Manualmente
Regolazione in altezza della struttura	A gas
Peso	64 kg
Portata max	140 kg
Movimentazione a terra	assistita
Regolazione altezza struttura	idraulica
Autonomia di utilizzo in continuo	190 min
Diametro ruote anteriori e posteriori	Ø 7,5 cm (trasferimento)



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB
NL
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.16 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.007.7.0.2.3.pdf — PDF | 2.08 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 1.57 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.006.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_ES.004.1.5.1.pdf — PDF | 5.01 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_EN.004.1.5.1.pdf — PDF | 4.96 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_DE.004.1.5.1.pdf — PDF | 4.97 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_SV.004.1.5.2.pdf — PDF | 4.96 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB
FR
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 157.54 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 2.71 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 2.68 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.88 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_DE — PDF | 2.88 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 1.87 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.57 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.88 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Approfondimenti - Nomenclatore Tariffario — PDF | 38.04 KB
IT

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 2.14 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. scatola su bancale | cm 87 x 123 x 131 h | 72 kg | 1.40183

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0014 CINGHIA FERMAGAMBE

Cinghia ferma gambe per la stabilizzazione delle gambe. Fornibile a coppia.



AC0686 COPPIA FERMA TALLONI REGOLABILE

Riferimento e supporto posteriore ai piedi dell"utente sullo stabilizzatore. Regolabili in larghezza in modo indipendente. Può essere applicata una cinghia di stabilizzazione AC0047. Applicabili solo alle pedane in metallo. Fornibili in coppia.



AC0783 CINGHIA SUPPORTO DORSALE

Cinghia di contenzione a livello della schiena. Applicata da un assistente. Misura unica.



AC1124 BORSA PORTAOGGETTI

Fasce in velcro per una facile installazione su ambo i lati. Utile per portare riviste, giornali, tablet, telefono, telecomandi...

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A0113G

STAND-UP 500



AC1216 SUPPORTO TRONCO

Supporto ampio in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell"utente, da applicare al pulsante anti schiacciamento di sicurezza. Regolabile in profondità.



AC1271 KIT SUPPORTI IMBOTTITI

Supporti morbidi imbottiti con rivestimento in similpelle. Regolabili in larghezza, profondità, altezza.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



Stand-up-M