chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AV3121A3452G/?_locale=it

AV3121A3452G EASY-UP 100

Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione altezza struttura con molla a gas e regolazione della verticalizzazione gestita da motore elettrico a pulsantiera, alimentato da batteria ricaricabile.

Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione altezza struttura con molla a gas e regolazione della verticalizzazione gestita da motore elettrico a pulsantiera, alimentato da batteria ricaricabile. Altezza del tavolino vincolata alla regolazione in altezza della struttura. Il tavolino grande segue l'utente durante il passaggio dalla postura seduta a quella eretta. Base allargata per accesso facilitato e fornito di serie con il sellino lungo per una maggiore comodità.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15



EasyUp100_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo: **04.48.21.012**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- *Alternativa: regolazione servoassistita mediante pistone a gas:* ***04.48.91.036***
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045**
- Regolazione indipendente divaricazione supporto arto inferiore: **04.48.91.018**

NOTE

Un video dimostrativo delle principali prestazioni, ed in particolare delle modalità di sollevamento e regolazione in altezza del telaio, per un immediato adattamento alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore finale, è disponibile con riferimento ad un modello simile denominato Struzzo, che è il top di gamma perché consente inoltre una mobilità per l'utente finale una volta in piedi, senza l'assistenza di parenti o operatori.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100

Garanzia: 36 mesi

CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100

Specifiche tecniche e dimensioni

Regolazione in altezza della struttura	A gas
Parte superiore della struttura	Dinamica, ad altezza variabile
Trasferimento del dispositivo	In modo assistito
Dimensioni	103,5 x 75 x 85 ÷ 127 h cm
Accessibilità base	63 cm (allargata)
Tipo di movimentazione	manuale
Larghezza base interna/esterna	63 - 75 cm
Verticalizzazione servo-assistita	elettrica

Supporto di sollevamento	Con sellino speciale
Modalità di sollevamento	Con attuatore elettrico
Peso	53 kg
Portata max	140 kg
Movimentazione a terra	assistita
Regolazione altezza struttura	idraulica
Autonomia di utilizzo in continuo	190 min
Diametro ruote anteriori e posteriori	Ø 7,5 cm (trasferimento)

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB

NL

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.16 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.007.7.0.2.3.pdf — PDF | 2.08 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 1.57 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000082_EN.006.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_ES.004.1.5.1.pdf — PDF | 5.01 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_EN.004.1.5.1.pdf — PDF | 4.96 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_DE.004.1.5.1.pdf — PDF | 4.97 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_SV.004.1.5.2.pdf — PDF | 4.96 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB
FR
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 157.54 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 2.71 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 2.68 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_DE — PDF | 2.88 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES PDF | 1.87 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 87 x 123 x 131 h | 81 kg | 1.40183

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0014 CINGHIA FERMAGAMBE

Cinghia ferma gambe per la stabilizzazione delle gambe. Fornibile a coppia.



AC0048 TASCA SELLA LUNGA

Tasca sottocuscino per sella lunga che agevola il trasferimento dalla carrozzina.



AC0543 IMBOTTITURA SELLINO CORTO

Imbottitura per sellino corto. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.



AC0544 IMBOTTITURA SELLINO LUNGO

Imbottitura extra per sellino lungo regolabile. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100



AC0686 COPPIA FERMA TALLONI REGOLABILE

Riferimento e supporto posteriore ai piedi dell"utente sullo stabilizzatore. Regolabili in larghezza in modo indipendente. Può essere applicata una cinghia di stabilizzazione AC0047. Applicabili solo alle pedane in metallo. Fornibili in coppia.



AC0691 SELLINO CORTO - REGOLABILE

Sostiene l'utente durante la verticalizzazione. Spazio di seduta 24 cm. Regolabile in profondità.



AC0702 SUPPORTI LATERALI REGOLABILI

Sostegni morbidi per il contenimento laterale. Regolabili lungo i maniglioni lunghi.



AC0783 CINGHIA SUPPORTO DORSALE

Cinghia di contenzione a livello della schiena. Applicata da un assistente. Misura unica.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100



AC0871 SELLINO IGIENE

In vetroresina, facilmente igienizzabile. Regolabile in profondità.



AC1124 BORSA PORTAOGGETTI

Fasce in velcro per una facile installazione su ambo i lati. Utile per portare riviste, giornali, tablet, telefono, telecomandi...



AC1216 SUPPORTO TRONCO

Supporto ampio in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell"utente, da applicare al pulsante anti schiacciamento di sicurezza. Regolabile in profondità.



AC1271 KIT SUPPORTI IMBOTTITI

Supporti morbidi imbottiti con rivestimento in similpelle. Regolabili in larghezza, profondità, altezza.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC1308 IMBOTTITURA INGUINALE

Consigliata per persone a rischio di abduzione delle gambe e che vadano a contatto con il blocco centrale dello standing (pezzo singolo)


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



EasyUp100_



EasyUp200_1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3121A3452G

EASY-UP 100



EasyUp200_2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO