chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/CP1902/?_locale=it

CP1902 CUSCINO EXTRA ABDUZIONE S

Cuscino antidecubito degli arti inferiori. Viene appoggiato sotto le cosce del paziente con il divaricatore tra le ginocchia. Misura S. Dimensioni 52 x 38 x 15 h cm.

Cuscino usato per la Profilassi antidecubito degli arti inferiori.

Viene appoggiato sotto le cosce del paziente con il divaricatore tra le ginocchia.

Per favorire un posizionamento più comodo si consiglia l'abbinamento con il cuscino (cod. CP1472 o cod. CP1467) da posizionarsi sotto i talloni del paziente per lo scarico di pressione.

Rivestimento esterno in tessuto poliuretanico con imbottiture in perle di polistirolo espanso.

Lavabile con panno morbido e detergnete non aggressivo.

Il cuscino Extra Abduzione risponde alle **necessità di posizionamento durante le diverse fasi del nursing** ed è stato studiato per essere adatto alle differenti morfologie dei pazienti durante l'esecuzione di un protocollo per la **prevenzione al decubito**.



Chinesport-01902_6374_small_preview

Specifiche tecniche e dimensioni

Colore	Blu	**Misura**	S
Dimensioni	52 x 38 x 15 h cm		

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - CUSCINI POSTURALI — PDF | 2.1 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000144_EN.000.0.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - CUSCINI DI POSIZIONAMENTO — PDF | 3.98 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000327_EN.000.1.0.3.pdf — PDF | 3.98 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SFUSO | cm 45 x 50 x 17 h | 0.69999998807907 kg | 0.03825

Altre immagini dell’articolo



Chinesport-01902_6374_small



Chinesport_6314_02