chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL12086/?_locale=it

EL12086 FISIOLASER EXCELLENT 8W EXCELLENTLINE

Apparecchio per laser terapia in fibra ottica ad alta potenza (8W) di esercizio. lunghezza d"onda singola 980nm

Apparecchio per laser terapia in fibra ottica ad alta potenza (8W) di esercizio. **FISIOLASER EXCELLENT 8W** nasce come laser di potenza che lavora con **una lunghezza d'onda di 980nm**. Sfruttando la sua potenza di picco è possibile erogare 8W di potenza, esplicando un'azione terapeutica di grande stimolo rigenerativo nelle patologie croniche, nell'accelerazione del processo di risoluzione dell'infiammazione e dell'edema nella patologia acuta, così come risoluzione rapida di sindromi dolorose articolari, muscolari, neurogene e dei tessuti molli.

L'effetto che si ha con FISIOLASER EXCELLENT 8W è più spiccatamente antalgico rispetto a quello ottenuto con FISIOLASER EXCELLENT 12W.



EL17086_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

È possibile selezionare i protocolli di lavoro in relazione alla zona anatomica dolorante da trattare, ai trattamenti terapeutici suggeriti, o per schede pazienti, come mostra la seguente tabella:

Zona anatomica	Trattamenti	Schede pazienti
In base alla zona anatomica del corpo, l'operatore potrà selezione il suggerimento terapeutico più indicato	In questa sezione, saranno elencati tutti i suggerimenti terapeutici da utilizzare con FISIOLASER EXCELLENT 8W e 12W	In questa sezione, l'operatore potrà scegliere se creare una scheda paziente o caricarne una già esistente e salvata sulla memoria secondaria

Secondo la normativa vigente questi apparati sono tutti dotati di codice segreto all'accensione, di chiave di sicurezza (Interlock) e di pulsante rosso (a "fungo") di sicurezza che, posto in evidenza sul lato frontale dell'apparato,inibisce ogni emissione alla semplice pressione.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale d'uso, certificazioni
- 2 Fusibili
- 2 Occhiali di protezione laser
- 1 Interlock (chiave di protezione)
- 1 Pedale per erogazione
- 1 Pennino per Touch Screen

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Traumatologia sportiva
- Medicina generale e dermatologia
- Patologia arto-reumatica
- Terapia riabilitativa

Garanzia: 24 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL12086

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

FISIOLASER EXCELLENT 8W ExcellentLine


CE 0476



LINEA

EXCELLENT



DIMENSIONI

SCHERMO 6 POLLICI


SMART

CARD


SCHERMO A

COLORI


TOUCHSCREEN


CE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

FISIOLASER EXCELLENT 8W ExcellentLine

Peso	5 Kg	**Dimensioni**	39 x 13 x 32 cm
Display LCD	6" a colori 320 x 240 pixel TOUCHSCREEN	**Modo pulsato**	10% - 100%
Potenza massima	8W ± 20%	**Canali di uscita**	1 fisso
Alimentazione da rete	230 Vac, 50-60Hz	**Frequenza di emissione**	100 Hz - 10000 Hz
Protocolli memorizzati	32	**Classificazione 93/42/CEE**	IIB
Tempo di trattamento programmabile	1-99 min	**Alimentazione da rete (su richiesta)**	115 Vac, 50-60Hz
Potenza massima assorbita dalla rete	80 VA	**Presa per Interlock/Chiave di sicurezza**	Presa DIN a 3 contatti
Classe di isolamento elettrico EN 60601-1	I / BF	**Classificazione di rischio laser EN 60825-1**	IV
Percentuale di potenza emessa selezionabile	10% - 100%	**Lunghezza d"onda di emissione delle sorgenti**	980 nm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL12086

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

FISIOLASER EXCELLENT 8W ExcellentLine

Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente	200
Grado di protezione dall"ingresso dei liquidi EN 60601-1	IPX0



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 77.63 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Certificazione esterna - Certificato CE — PDF | 1.64 MB

IT, EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.37 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.05 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1020.91 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.05 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 792.96 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 812.58 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 45 x 50 x 45 h | 10 kg | 0.10125

Repertorio: R0800892

Accessori

OCCHIALI LASER

02098 OCCHIALI LASER

Occhiali laser con colore lenti verde, VLT 45%. Conformi alla direttiva CE 89/686/CEE.



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.

Altre immagini dell’articolo



EL17086



EL17233



elettromedicali12



elettromedicali14

FISIOLASER EXCELLENT 8W ExcellentLine



Chinesport_3737



elettromedicali15

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO