VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17088/?_locale=it

EL17088 SHOCK WAVE EXCELLENT

Apparecchiatura carrellata che trasporta onde acustiche ad alta energia attraverso la superficie della pelle, diffondendole radialmente nel corpo e nella zona del dolore.

Apparecchiatura carrellata che trasporta onde acustiche ad alta energia attraverso la superficie della pelle, diffondendole radialmente nel corpo e nella zona del dolore.
È possibile selezionare i protocolli di lavoro in relazione alla branca di applicazione, alla zona anatomica dolorante da trattare, alle patologie e alla procedura da applicare:

- **Branche**: La terapia ad onde d'urto è utilizzata in diversi campi di applicazione, come l'ortopedia, la riabilitazione, la medicina dello sport e l'estetica. ONDA D'URTO permette di individuare i migliori protocolli in base ai campi di applicazione
- **Zona Anatomica**: In base alla zona anatomica del corpo, l'operatore potrà selezione la terapia più indicata



EL17088_preview

- **Patologie**: In questa sezione saranno elencati tutti i protocolli da utilizzare con ONDA D'URTO.
- **Procedura**: Un pratico e veloce manuale di applicazione della terapia ad onde d'urto, basata su quattro passaggi fondamentali: 1. Localizzazione della zona del dolore al tatto; 2. Selezione dei parametri di terapia (manualmente o utilizzando i programmi predefiniti); 3. Applicazione del gel; 4. Inizio terapia onde d'urto.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Ortopedia
- Riabilitazione
- Medicina dello sport
- Medicina estetica

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- **1** Manipolo applicatore
- **1** Testina multi-focale ø 15 mm
- **1** Testina multi-focale ø 9 mm
- **1** Testina mono-focale ø 15 mm
- **1** Flacone gel
- **1** Attuatore installato (2 milioni di colpi)
- **1** Attuatore di riserva (2 milioni di colpi)

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	31 Kg	**Dimensioni**	39 x 43 x 112 h cm
Canali di uscita	1	**Testine applicatore**	3
Alimentazione di rete	230 Vac, 50-60Hz, ±10% - 115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)	**Frequenza di emissione**	(1 ÷ 20) Hz a step di 1 Hz
Protocolli memorizzati	31	**Numero di colpi erogabili**	(0 ÷ 10000) colpi
Display LCD retroilluminato	Touch screen a colori 8'	**Potenza max assobita dalla rete**	145 VA
Protocolli memorizzabili su USB	4 GB	**Tipologia di emissione dei colpi**	Singola, Continua, Burst
Caratteristica dell"emissione burst	(1÷100) numero di colpi per ogni burst - (10 ÷ 2000) msec di pausa tra burst	**Classificazione direttiva 93/42/CEE**	II B
Pressione di funzionamento della macchina	(1.5 ÷ 5) bar a step di 0,1 bar	**Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente**	200
Grado di protezione liquidi norma UNI EN 60601-1	IPX0	**Classe di isolamento elettrico norma UNI EN 60601-1**	I / BF

Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - user_manual — PDF | 2.08 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 77.58 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Certificazione esterna - Certificato CE — PDF | 1.64 MB

IT, EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.47 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_manual — PDF | 1.38 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.03 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 60 x 126 x 63 h | 50 kg | 0.47628

Accessori



EL12006 TRASMETTITORE FOCALIZZATO 15MM

Trasmettitore focalizzato Ø 15 mm



EL12007 TRASMETTITORE MULTI-FOCALIZZATO 9MM

Trasmettitore multi-focalizzato Ø 9 mm



EL12008 TRASMETTITORE MULTI-FOCALIZZATO 15MM

Trasmettitore multi-focalizzato Ø 15 mm

Altre immagini dell’articolo



EL170881



IMG_20151222_141953



EL17088_03



EL17088_04

SHOCK WAVE EXCELLENT




EL17088_05



EL17088_07

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



EL17088_06



EL17088_08

SHOCK WAVE EXCELLENT



EL17088_09



EL17177_2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17088

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SHOCK WAVE EXCELLENT



EL17177_3

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO