chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17177/?_locale=it

EL17177 SHOCK WAVE COMPACT EXCELLENT

Apparecchiatura compatta da tavolo che trasporta ad alta energia onde acustiche trasmesse attraverso la superficie della pelle e diffuse radialmente nel corpo, nella zona del dolore.

Apparecchiatura compatta da tavolo che trasporta onde acustiche ad alta energia trasmesse attraverso la superficie della pelle e diffuse radialmente nella zona del dolore. Questa apparecchiatura da tavolo sfrutta il fenomeno della cavitazione provocato da onde ad elevata intensità per curare patologie ortopediche.



EL17177_preview1

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Ortopedia
- Riabilitazione
- Medicina dello sport
- Medicina estetica

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- **1** Cavo di alimentazione
- **1** Manuale d'uso, certificazioni
- **1** Fusibili
- **1** Manipolo applicatore
- **1** Testina multi-focale ø 15 mm
- **1** Testina multi-focale ø 9 mm
- **1** Testina mono-focale ø 15 mm
- **1** Flacone gel
- **1** Chiave manopola serraggio ghiera
- **1** Chiave rimozione attuatore
- **1** Attuatore di onde d'urto (2 milioni di colpi)
- **1** Pennino per Touch Screen
- **1** Smart card

CARATTERISTICHE *EXCELLENT*LINE

MONITOR TOUCH SCREEN A COLORI

Un Display a colori di 6”, con funzione touch screen. Basta un tocco per essere in grado di eseguire tutte le applicazioni terapeutiche.

PROGRAMMI IN MEMORIA

Le apparecchiature della linea Excellent sono dotate di applicazioni selezionate e validate scientificamente, fornendo così, una vasta libreria di protocolli di lavoro.

SELEZIONE PER PARTI ANATOMICHE

Selezionando l’area del corpo da trattare, si ha accesso ad una lista di protocolli localizzati. Questo sistema facilita l’uso dei vari protocolli di lavoro presenti nelle nostre apparecchiature.

HELP ON LINE

I protocolli memorizzati sono forniti di indicazioni sul loro utilizzo, e mediante l'accesso diretto alla terapia, si avrà anche la visuale sull'esatto posizionamento degli elettrodi.

MP3

La terapia come momento di relax. Finalmente, è ora possibile ascoltare melodie rilassanti durante il trattamento, per passare ogni tuo minuto prezioso in compagnia della tua colonna sonora. Oltre a diversi file già precaricati, è possibile scaricare i vostri file musicali.

SMART CARD

Elemento distintivo delle apparecchiature è la Smart Card, una memoria esterna alla macchina, che consente di creare card personalizzate per il cliente nelle quali registrare il relativo trattamento.

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni	39 x 28 x 17,5 h cm
Canali di uscita	1
Testine applicatore	3
Frequenza di emissione	(1 ÷ 15) Hz a step di 1 Hz
Protocolli memorizzati	31
Numero di colpi erogabili	(0 ÷ 10000) colpi
Tipologia di emissione dei colpi	Colpo singolo, Emissione continua, Burst (serie di colpi)
Caratteristica dell"emissione burst	(10 ÷ 2000) msec di pausa tra burst
Grado di protezione norma EN 60601-1	IPX0
Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente	250
Schede paziente memorizzabili nella Memoria Utente	in funzione del numero di caratteri utilizzati per la compilazione della scheda

Display LCD	A colori grafico 320 x 240 pixel, touch screen
Peso corpo macchina	8 Kg
Alimentazione di rete	230 Vac, 50-60Hz
Potenza max. assorbita	80 VA
Classificazione 93/42/CEE	II B
Classe di isolamento EN 60601-1	I / BF
Protocolli memorizzabili sulla USB	4 Gb
Alimentazione di rete (su richiesta)	115 Vac, 50-60Hz
Pressione di funzionamento della macchina	1,5 ÷ 4 bar a step di 0,1 bar
Schede paziente memorizzabili nella Smart Card	in funzione del numero di caratteri utilizzati per la compilazione della scheda

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 77.58 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Certificazione esterna - Certificato CE — PDF | 1.64 MB

IT, EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.72 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.01 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.21 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.16 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 43 x 50 x 45 h | 10 kg | 0.09675

Accessori



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.



EL12006 TRASMETTITORE FOCALIZZATO 15MM

Trasmettitore focalizzato Ø 15 mm



EL12007 TRASMETTITORE MULTI-FOCALIZZATO 9MM

Trasmettitore multi-focalizzato Ø 9 mm

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17177

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SHOCK WAVE COMPACT EXCELLENT



EL12008 TRASMETTITORE MULTI-FOCALIZZATO

15MM

Trasmettitore multi-focalizzato Ø 15 mm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Altre immagini dell’articolo



IMG_20151222_141953



EL17232

SHOCK WAVE COMPACT EXCELLENT



EL17177_2



elettromedicali2

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17177

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SHOCK WAVE COMPACT EXCELLENT



elettromedicali4



elettromedicali3

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO