VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LM111/?_locale=it

LM111 LETTINO THER DROP SWING

Lettino professionale regolabile elettricamente. Configurabile con sezioni drop (cervicale, toracico, lombare e pelvico). Con sezione speciale per Flexion-Distraction e Breakaway.
Chiropratica, osteopatia

LETTINI PER TERAPIA MANUALE E MANIPOLAZIONE

Lettino professionale, configurabile con sezioni drop a intensità regolabile:

1. Cervicale
2. Toracico
3. Lombare
4. Pelvico



Ther_Drop_Osteo_017_2023_1_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM111

LETTINO THER DROP SWING

Sezioni speciali regolabili con movimenti semplici e fluidi

- **Flexion-Distraction**
- **Breakaway**

Regolabile elettricamente in altezza tramite barra perimetrale. **Ruote** con freno. Possibilità di configurazione con diverse tipologie di sezioni illustrate.

Caratteristiche:

Altezza lettino min/max: 56 ÷ 93 cm

Larghezza sezioni: 56 cm

Made in Italy

Fornito di serie in colore **blu** marino, oppure, con sovrapprezzo, anche in altri colori.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM111

LETTINO THER DROP SWING

Specifiche tecniche e dimensioni

Tipologia di foro	Foro standard	**N. sezioni**	6
La struttura	Regolabile, elettricamente	**Destinazione d'uso**	Osteopatia
Tipologia di lettino	Altezza regolabile	**Attuatori elettrici**	1
Destinazione d'uso	Chiropratica	**Sezione di testata**	Con braccioli
Ruote	4 cm	**Tipo freno**	centralizzato
Larghezza sezioni	56 cm	**Alimentazione elettrica**	a rete
Altezza lettino min/max	56 ÷ 93 cm	**Regolazione delle sezioni**	molle a gas
Carico di lavoro in sicurezza (SWL)	200 kg		



Documentazione disponibile online

Brochure - Lettini per terapia manuale

PDF | 1.43 MB

IT

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 5.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000301_EN.002.2.0.1.0.pdf — PDF | 5.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000301_SV.002.2.0.1.0.pdf — PDF | 5.1 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000301_DE.002.2.0.3.0.pdf — PDF | 5.11 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000118_EN.003.1.0.2.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - THER DROP SWING - THER DROP — PDF | 1.5 MB

IT

IFU - Istruzioni per l'uso - THER DROP SWING | THER DROP — PDF | 5.03 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000301_EN.001.1.3.1.pdf — PDF | 5.13 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000301_SV.001.1.3.2.pdf — PDF | 5.14 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

Brochure - Lettini per terapia manuale — PDF | 1.38 MB

IT

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM111

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO THER DROP SWING

TESTATA LETTI



A

TESTATA CON DROP



B

TESTATA CON DROP MULTIFUNZIONE



C

TESTATA NO DROP

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE

3

BLU MARINO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM111

LETTINO THER DROP SWING

SEZIONE TRONCO



1
DROP TORACICO



2
DROP LOMBARE



3
DROP TORACICO E LOMBARE



4
DROP TORACICO OSTEO



5
DROP LOMBARE OSTEO



6
DROP TORACICO LOMBARE OSTEO



7
SEZIONE TORACICO LOMBARE FISSA



8
SEZIONE TORACICO LOMBARE OSTEO FISSA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

SEZIONE PELVICA



1

DROP PELVICO STANDARD



2

DROP PELVICO 4 DROP



3

SEZIONE PELVICA FISSA

OPZIONI AGGIUNTIVE

1

NESSUNA OPZIONE

Altre immagini dell’articolo



Ther_Drop_Osteo_017_2023_1



Ther_Drop_Osteo_024

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LM111

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO THER DROP SWING



Ther_Drop_Osteo_050_2




Ther-Drop-Pro_003_2023_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

LETTINO THER DROP SWING



chinesport0716_1



chinesport2771


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM111

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO THER DROP SWING



chinesport0698_1



chinesport2781_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO