**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/LM211/?_locale=it

# **LM211** LETTINO THER DROP

Lettino professionale regolabile elettricamente. Configurabile con sezioni drop (cervicale, toracico, lombare e pelvico).

## LETTINI PER TERAPIA MANUALE E MANIPOLAZIONE

**Lettino professionale, configurabile con sezioni drop a intensità regolabile:**

1. Cervicale
2. Toracico
3. Lombare
4. Pelvico



Ther_Drop_023_2023_preview1

# LETTINO THER DROP

**Regolabile elettricamente** in altezza tramite barra perimetrale. **Ruote** con freno. Possibilità di configurazione con diverse tipologie di sezioni illustrate.

**Caratteristiche:**

Altezza lettino min/max: 52 ÷ 96 cm

Larghezza sezioni: 56 cm

Fornito di serie in colore **blu** marino, oppure, con sovrapprezzo, anche in altri colori.


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM211

**LETTINO THER DROP**

# Specifiche tecniche e dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sezione di testata** | Con braccioli | **Destinazione d'uso** | Osteopatia |
| **Tipologia di lettino** | Altezza regolabile | **Attuatori elettrici** | 1 |
| **Tipologia di foro** | Foro standard | **N. sezioni** | 6 |
| **Destinazione d'uso** | Chiropratica | **La struttura** | Regolabile, elettricamente |
| **Ruote** | 4 cm | **Tipo freno** | centralizzato |
| **Larghezza sezioni** | 56 cm | **Alimentazione elettrica** | a rete |
| **Altezza lettino min/max** | 52 ÷ 96 cm | **Regolazione delle sezioni** | molle a gas |
| **Carico di lavoro in sicurezza (SWL)** | 200 kg | | |




# Documentazione disponibile online

**Brochure** - Lettini per terapia manuale
IT

PDF | 1.43 MB

**IFU - Istruzioni per l'uso** - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 5.11 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000301_EN.002.2.0.1.0.pdf — PDF | 5.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000301_SV.002.2.0.1.0.pdf — PDF | 5.1 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000301_DE.002.2.0.3.0.pdf — PDF | 5.11 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000118_EN.003.1.0.2.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - THER DROP SWING - THER DROP — PDF | 1.5 MB

IT

**IFU - Istruzioni per l'uso** - THER DROP SWING | THER DROP — PDF | 5.03 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000301_EN.001.1.3.1.pdf — PDF | 5.13 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000301_SV.001.1.3.2.pdf — PDF | 5.14 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

**Brochure** - Lettini per terapia manuale — PDF | 1.38 MB

IT

# Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

## TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



**X**

SKY GIOTTO CON FASCIA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM211

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# LETTINO THER DROP

## TESTATA LETTI



**A**

TESTATA CON DROP



**B**

TESTATA CON DROP MULTIFUNZIONE



**C**

TESTATA NO DROP

## COLORE RIVESTIMENTO

COLORE

**3**

BLU MARINO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM211

# LETTINO THER DROP

## SEZIONE TRONCO



**4**

DROP TORACICO OSTEO



**5**

DROP LOMBARE OSTEO



**6**

DROP TORACICO LOMBARE OSTEO



**8**

SEZIONE TORACICO LOMBARE OSTEO FISSA

## SEZIONE PELVICA



**1**

DROP PELVICO STANDARD



**3**

SEZIONE PELVICA FISSA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

## OPZIONI AGGIUNTIVE

**1**

NESSUNA OPZIONE

# Altre immagini dell’articolo




Ther_Drop_023_2023_1



LM211_02



LM211_03



LM211_04

# LETTINO THER DROP



chinesport2809




chinesport2795_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LM211

# LETTINO THER DROP



chinesport2790_1



chinesport2794_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO