VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LV132/?_locale=it

LV132 VISIT EXTRA LARGE BASIC

Lettino da visita senza foro e trattamenti regolabile in altezza, larghezza delle sezioni di 85 cm.

Lettino da visita e trattamenti regolabile idraulicamente o elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V) o con barra perimetrale. Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas ed una sezione fissa. **La larghezza delle sezioni di 85 cm**. L'ampia testata può assolvere anche alla funzione di schienale ed è regolabile in positivo e negativo. La testata è priva di foro naso-bocca.

Garanzia: 36 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 5 CE CERTIFICAZIONE 6



LV112_preview

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LV132

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT EXTRA LARGE BASIC

N. sezioni	2
Portata	200 kg
Sezione di testata	Senza braccioli
Tipologia di foro	Senza foro
La struttura	Regolabile, idraulico
Peso	74 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	2
Inclinazione testata	+70° -20°
Regolazione in altezza	elettrica/idraulica
Altezza lettino minima/massima	47-97 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (extra)	250 kg

Tipologia di lettino	Altezza regolabile
La struttura	Regolabile, elettricamente
Portata	250 kg
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Destinazione d'uso	Svestizione
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	200 kg



Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.65 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_PT.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.65 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_EN.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_DE.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.2 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 142.31 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_EN.002.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - VISIT — PDF | 1.51 MB
IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_DE.002.1.0.3.pdf — PDF | 1.51 MB
DE

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 970.35 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 964.88 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.18 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 757.63 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 485.92 KB
ES
Documento disponibile in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA

VISIT EXTRA LARGE BASIC



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD



K

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA EXTRA



N

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA EXTRA



P

ELETTRICA PULSANTIERA STANDARD, PORTATA EXTRA



R

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA EXTRA

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

ALTRE OPZIONI

1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO



3

SPONDINE LATERALI DI SICUREZZA



4

RUOTE DI TRASFERIMENTO E SPONDINE DI SICUREZZA

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV132

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT EXTRA LARGE BASIC

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV132

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT EXTRA LARGE BASIC



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm

VISIT EXTRA LARGE BASIC



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0699 SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).

Altre immagini dell’articolo



LV112



LV112_laterale

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT EXTRA LARGE BASIC



LV112_fasciato_01



LV111_fasciato_02