VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/MP1821/?_locale=it

MP1821 PARALLELA MODULARE 2X1M

Sistemi di percorsi rieducativi al cammino con la combinazione a 3 tipologie di moduli da 2x1 m.

Altezza corrimano regolabile manualmente.

Sistemi di percorsi rieducativi al cammino ottenibili con la combinazione di 3 moduli:

- Lineare (pedana, 2 montanti e 2 corrimani)
- Congiunzione (pedana e 2 corrimani)
- Angolare (pedana, 2 montanti ed 1 corrimano a 90°)

MODULO 2x1:

- **3 moduli lineari**
- **1 modulo angolare**

L'utilizzo combinato di questi moduli consente lo sviluppo di parallele dalle lunghezze e forme variabili da un minimo di 2 m a crescere.



MP1821_preview

PARALLELA MODULARE 2X1M

Corrimano regolabile in altezza in materiale plastico, per una facile disinfezione.

Ogni singolo elemento viene dotato di kit di congiunzioni sia tra corrimani che basamenti. Il piano di calpestio è predisposto, attraverso magneti, per l'utilizzo dei percorsi all'utilizzo del carrello (codice 01380)

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

Modulo lineare	1 x 0,75 m	**Modulo angolare**	0,75 x 0,75 m
Altezza corrimano	77 ÷ 107 cm	**Dimensioni totali**	2,75 x 1,75 m
Sistema di regolazione altezza corrimani	manuale		

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PARALLELE MODULARI — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000089_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - PARALLELE MODULARI — PDF | 4.79 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000277_EN.001.1.0.2.pdf — PDF | 4.79 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di Conformità — PDF | 189.78 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.75 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 80 x 120 x 70 h | 119 kg | 0.67200

Accessori



01330 OSTACOLO-DIVARICO

Moduli termoplastici utili per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



01335 CARRELLO PORTA PERCORSI

Carrello porta percorsi per parallele, in acciaio verniciato e si può utilizzare per ogni tipo di moduli (non compresi).



01379 SET PERCORSI TERAPICI

Una serie di moduli in termoplastica e di sacchetti contenenti diversi materiali possono essere utilizzati come accessori per realizzare dei percorsi di deambulazione.




01380 CARRELLO PER PARALLELE

Carrello con appoggio antibracchiale applicabile a tutte le parallele. Offre un maggiore sostegno alla persona durante la deambulazione.



02400 SACCHETTO ANDATURA DA 1 KG

Sacchetto andatura da 1 kg. Contiene sabbia.



02410 SACCHETTO ANDATURA DA 2 KG

Sacchetto andatura da 2 kg. Contiene sabbia.



02420 SACCHETTO ANDATURA DA 3 KG

Sacchetto andatura da 3 kg. Contiene sabbia.



02430 SET 12 SACCHETTI ANDATURA

Set composto da 12 sacchetti di sabbia di diverso peso e dimensioni

PARALLELA MODULARE 2X1M



02500 SACCHETTO MOTORIO DA 0,3 KG

Sacchetto motorio da 300g. Contiene granuli in PVC.



02510 SET SACCHETTI MOTORI

Si compone di 16 sacchetti motori contenenti granuli.



08585 SET SACCHETTI SENSORIALI

Si compone di 12 sacchetti contenenti differenti materiali per offrire una diversa sensibilità di appoggio.



08586 RULLI-SACCHETTI

Moduli in termoplastica testurizzata con rotolo in legno e borsa sensoriale. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

PARALLELA MODULARE 2X1M



08587 SENSORIALI

Moduli sensoriali in termoplastica testurizzata. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



08589 EMISFERE

Moduli in materiale termoplastico testurizzato con semisfere. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.




08591 CONCAVO-CONVESSO

Moduli termoplastici concavi-convessi. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



AC0550 BARRA FINE CORSA

Accessorio di fine corsa e di supporto per agevolare l"utente nell"inversione del senso di deambulazione. Prolunga il percorso terapeutico - riabilitativo.



AC1171 RAMPETTA MAGNETICA


Rampa d'accesso per le parallele modulari

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Altre immagini dell’articolo



Chinesport_26832-1



Totalea