chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/PL0110/?_locale=it

PL0110 RAFFAELLO

Il sistema si compone di una struttura con una pedana e di due dispositivi d"acquisizione delle immagini per l"analisi statica del soggetto in appoggio mono e bi-podalico, e dell"atteggiamento dei retro-piedi. È possibile acquisire, quindi, immagin

Il sistema si compone di una struttura con una pedana e di due dispositivi **d'acquisizione delle immagini** per l'analisi statica del soggetto in appoggio mono e bi-podalico, e dell'atteggiamento dei retro-piedi. È possibile acquisire, quindi, immagini in tempi diversi, salvarle e confrontarle tra loro.

Si possono effettuare delle misurazioni su ogni immagine acquisita, e può essere associata un'etichetta d'identificazione per ogni tipo di misurazione. Le misure possono essere salvate sull'immagine stessa, richiamate separatamente, riportate su un report per il paziente, oppure anche esportate per elaborazioni.



PL0110_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Alla fine dell'esame posturale viene fornire un rapporto al paziente con gli esiti, anche per un confronto di dati ed immagini acquisiti in tempi diversi. Questo esame non è invasivo, e può essere ripetuto ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
Questo laboratorio può essere implementato per ottenere i lavoratori codice PL0700, PL0750 e PL0800.

FUNZIONI LABORATORIO

1. **Appoggio podalico**
2. **Analisi del retropiede**

IN DOTAZIONE

Hardware

- Pedana d'acquisizione immagine piedi
- Struttura centrale

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- Corrimano di sicurezza
- Desk con due ripiani
- Staffa supporto PC
- Dispositivo per immagine piede
- Dispositivo per immagine retropiede

Software


- Analisi statica in modalità libera

Garanzia: 24 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Software GPS 6	di serie	**Dispositivo medico**	Classe I
Tipo di alimentazione a rete	110-240V	**Caratteristiche alimentazione**	50 / 60 Hz
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg	**Connessione della pedana al PC**	USB
Superficie utile pedana (L x P)	40 x 33 cm	**Dimensioni d"ingombro del laboratorio**	110 x 199,5 x 99 h cm



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000093_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LABORATORI POSTURALI — PDF | 1.5 MB
IT

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000338_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 18.07 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOFTWARE ANALISI POSTURALE — PDF | 17.43 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - RAFFAELLO POSTURAL LAB — PDF | 5.18 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000318_EN.000.1.4.2.pdf — PDF | 5.18 MB
EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 4.06 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - User_manual — PDF | 4.05 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - User_manual — PDF | 3.59 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso — PDF | 1.69 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 103.11 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.



02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



03032 TOTAL POSTURE 3.0

Dispositivo per l"analisi della postura del soggetto sul piano frontale/posteriore e laterale. Può essere ordinato singolarmente o essere parte di una stazione di analisi della postura.



AC1046 ADESIVO PIEDI PEDANA GPS

Adesivo da applicare sulla pedana del Postural analyzer raffigurante le quattro posizioni dove posizionare i piedi per l"analisi fotografica della postura.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



AC1247 SFONDO PER IMMAGINI

Per l"acquisizione delle immagini è raccomandabile che lo sfondo sia neutro, ovvero sia tale da consentire dei contorni ben definiti della persona. A tale scopo è possibile aggiungere a tutti i nostri laboratori una struttura con una specifica copertu




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf



AC1306 KIT ELASTICI GRIGLIA 3.0

Insieme di elastici con i supporti necessari per l"applicazione al Postural analyzer. Usati come riferimenti visivi.




AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



PL0110




presentazione_03




presentazione_04



homepage



examinations




visit_pictures_PL110


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0110

RAFFAELLO



posterior_ankle_01



plantar_01

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0110

RAFFAELLO



comparison_09