VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/PL0120/?_locale=it

PL0120 GIOTTO

Il sistema si compone di una struttura con un dispositivo d"acquisizione delle immagini, e di un analizzatore posturale per l"analisi statica sul piano dorsale, frontale, sagittale e per distretti corporei. È possibile acquisire immagini del soggetto

Il sistema si compone di una struttura con un dispositivo **d'acquisizione delle immagini**, e di un analizzatore posturale per l'analisi statica sul piano dorsale, frontale, sagittale e per distretti corporei. È possibile acquisire immagini del soggetto in esame in tempi diversi, salvarle e confrontarle tra loro.
Si possono effettuare delle misurazioni su ogni immagine acquisita, e può essere associata un'etichetta d'identificazione per ogni tipo di misurazione d'interesse. Le misure possono essere salvate sull'immagine stessa, richiamate separatamente, riportate su un report per il paziente, oppure anche esportate per elaborazioni.



PL0120_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

L'obiettivo è di riconoscere e di tenere monitorato se vi è un determinato atteggiamento posturale non corretto oppure a rischio. In seguito specifici interventi terapeutici, programmi mirati d'esercizi ed altre azioni correttive possono dare motivo di ulteriori esami posturali per osservare un eventuale miglioramento.

Alla fine dell'esame posturale viene fornito un rapporto al paziente con gli esiti, anche in un confronto di dati ed immagini acquisiti in tempi diversi. Questo tipo di esame non è invasivo, e può essere quindi ripetuto ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
Questo laboratorio può essere implementato per ottenere i laboratori codice PL0700 oppure PL0800.

FUNZIONI LABORATORIO

1. **Analisi della postura**

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

IN DOTAZIONE

Hardware

- Analizzatore posturale
- Set di congiunzione
- Desk con due ripiani
- Staffa supporto PC
- Dispositivo per immagine postura

Software


- Analisi statica in modalità libera

Garanzia: 24 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Software GPS 6	di serie	**Dispositivo medico**	Classe I
Tipo di alimentazione a rete	110-240V	**Caratteristiche alimentazione**	50 / 60 Hz
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg	**Dimensioni analizzatore posturale**	60 x 66 x 220 h cm
Dimensioni d"ingombro del laboratorio	110 x 267,5 x 225 h cm	**Altezza massima della persona in esame**	207 cm



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000093_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LABORATORI POSTURALI — PDF | 1.5 MB
IT

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000338_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 18.07 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOFTWARE ANALISI POSTURALE — PDF | 17.43 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - GIOTTO POSTURAL LAB — PDF | 4.23 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000317_EN.000.1.4.2.pdf — PDF | 4.23 MB
EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 3.59 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.58 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 103.11 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 100 x 130 x 98 h | 119 kg | 1.27400

2. SCATOLA | cm 100 x 204 x 15 h | 6 kg | 0.30600

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.



02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



AC1046 ADESIVO PIEDI PEDANA GPS

Adesivo da applicare sulla pedana del Postural analyzer raffigurante le quattro posizioni dove posizionare i piedi per l"analisi fotografica della postura.



AC1247 SFONDO PER IMMAGINI

Per l"acquisizione delle immagini è raccomandabile che lo sfondo sia neutro, ovvero sia tale da consentire dei contorni ben definiti della persona. A tale scopo è possibile aggiungere a tutti i nostri laboratori una struttura con una specifica copertu




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf



AC1306 KIT ELASTICI GRIGLIA 3.0

Insieme di elastici con i supporti necessari per l"applicazione al Postural analyzer. Usati come riferimenti visivi.



AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



PL0120



presentazione_01b

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0120

GIOTTO




presentazione_02b




homepage


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO




examinations



visit_pictures_PL120



lateral_body_01



comparison_06