VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/PL0700/?_locale=it

PL0700 MICHELANGELO

Il sistema si compone di una struttura centrale con una pedana, un analizzatore posturale e di tre dispositivi d"acquisizione delle immagini per l"analisi statica sul piano dorsale, frontale e sagittale, nonché dell"appoggio mono o bi-podalico e de

Il sistema si compone di una struttura centrale con una pedana, un analizzatore posturale e di tre dispositivi **d'acquisizione delle immagini** per l'analisi statica sul piano dorsale, frontale e sagittale, nonché dell'appoggio mono o bi-podalico e dell'atteggiamento dei retro piedi. È possibile acquisire immagini del soggetto in esame in tempi diversi, salvarle e confrontarle tra loro.

Si possono effettuare delle misurazioni su ogni immagine acquisita, e può essere associata un'etichetta d'identificazione a preferenza per ogni tipo di misurazione. Le misure possono essere salvate sull'immagine stessa, richiamate separatamente, riportate su un report per il



PL0700_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

paziente, oppure anche esportate per elaborazioni.

L'obiettivo è di riconoscere e di tenere monitorato se vi è un determinato atteggiamento posturale non corretto oppure a rischio. In seguito specifici interventi terapeutici, programmi mirati d'esercizi ed altre azioni correttive possono dare motivo di ulteriori esami posturali per osservare un eventuale miglioramento.

Alla fine dell'esame posturale viene fornito un rapporto al paziente con gli esiti, anche in un confronto di dati ed immagini acquisiti in tempi diversi. Questo tipo di esame non è invasivo, e può essere quindi ripetuto ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
Questo laboratorio può essere implementato per ottenere il laboratoro codice PL0800.

FUNZIONI LABORATORIO

1. **Appoggio podalico**
2. **Analisi del retropiede**

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

3. **Analisi della postura**

IN DOTAZIONE

Hardware

- Pedana d'acquisizione immagine piedi
- Struttura centrale
- Corrimano di sicurezza
- Analizzatore posturale
- Desk con due ripiani
- Staffa supporto PC
- Dispositivo per immagine piede
- Dispositivo per immagine retropiede
- Dispositivo per immagine postura

Software

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


- Analisi statica in modalità libera

Garanzia: 24 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Software GPS 6	di serie	**Dispositivo medico**	Classe I
Tipo di alimentazione a rete	110-240V	**Caratteristiche alimentazione**	50 / 60 Hz
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg	**Connessione della pedana al PC**	USB
Superficie utile pedana (L x P)	40 x 33 cm	**Dimensioni analizzatore posturale**	60 x 66 x 220 h cm
Dimensioni d"ingombro del laboratorio	110 x 267,5 x 225 h cm	**Altezza massima della persona in esame**	207 cm



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000093_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LABORATORI POSTURALI — PDF | 1.5 MB
IT

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000338_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 18.07 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOFTWARE ANALISI POSTURALE — PDF | 17.43 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - MICHELANGELO POSTURAL LAB — PDF | 5.47 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000320_EN.000.1.4.2.pdf — PDF | 5.47 MB
EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.58 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso — PDF | 1.69 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 1.12 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità

PDF | 103.11 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 108 x 211 x 86 h | 200 kg | 1.95977

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.




02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



AC1046 ADESIVO PIEDI PEDANA GPS

Adesivo da applicare sulla pedana del Postural analyzer raffigurante le quattro posizioni dove posizionare i piedi per l"analisi fotografica della postura.



AC1245 PERCORSO BLU 1

È un modulo composto da quattro elementi, che si armonizzano e diventano parte integrante della struttura. Il soggetto in esame può avere un percorso meglio evidenziato per dove andare a posizionarsi allo scopo di procedere con l"acquisizione delle di



AC1247 SFONDO PER IMMAGINI

Per l"acquisizione delle immagini è raccomandabile che lo sfondo sia neutro, ovvero sia tale da consentire dei contorni ben definiti della persona. A tale scopo è possibile aggiungere a tutti i nostri laboratori una struttura con una specifica copertu




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf



AC1306 KIT ELASTICI GRIGLIA 3.0

Insieme di elastici con i supporti necessari per l"applicazione al Postural analyzer. Usati come riferimenti visivi.



AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



PL0700



presentazione_01


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0700

MICHELANGELO



presentazione_02



presentazione_03

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0700

MICHELANGELO



presentazione_04




presentazione_05


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO




homepage



examinations



visit_pictures_PL0700




lateral_body_01


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0700

MICHELANGELO



posterior_ankle_01



plantar_01

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



comparison_06