
VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/PL0750/?_locale=it

PL0750 DONATELLO

Il sistema si compone di una struttura con un"originale pedana stabilometrica per un"analisi dinamica e dell"equilibrio nonché di due dispositivi d"acquisizione delle immagini per l"analisi statica del soggetto in appoggio mono o bi-podalico, e

Il sistema si compone di una struttura con un’originale pedana stabilometrica per un’analisi **dinamica e dell’equilibrio** nonché di due dispositivi **d’acquisizione delle immagini** per l’analisi statica del soggetto in appoggio mono o bi-podalico, e dell’atteggiamento dei suoi retro-piedi. È possibile acquisire immagini in tempi diversi, salvarle e confrontarle tra loro e su queste immagini si possono effettuare delle misurazioni.

La pedana stabilometrica a sei celle di carico consente alla persona un libero e naturale posizionamento per rilevare innanzitutto il peso corporeo, la sua distribuzione tra il piede destro e quello sinistro, e per ciascun piede la distribuzione anche sui tre punti di riferimento,



PL0750_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

ovvero del primo metatarso, del quinto metatarso e del tallone.

Mentre la persona è sulla pedana viene evidenziato anche il suo baricentro e la sua posizione rispetto a quello ideale, nonché le oscillazioni sui diversi piani. La possibilità di impostare la durata dei test dinamici consente anche di coinvolgere il paziente in esercizi di biofeedback. Alla fine dell'esame posturale viene fornito un rapporto al paziente con gli esiti, dati, grafici, ed immagini acquisiti in momenti diversi. Questo tipo di esame non è invasivo, e può essere quindi ripetuto ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

Questo laboratorio per un'analisi statica dell'appoggio podalico e dei retro piedi, nonché per un'analisi dinamica e dell'equilibrio, può essere integrato in seguito anche per un'analisi statica della postura dell'intera persona. Questo laboratorio può essere implementato per ottenere il laboratoro codice PL0800.

FUNZIONI LABORATORIO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

1. **Appoggio podalico**
2. **Analisi del retropiede**
3. **Distribuzione del peso**
4. **Posizione del baricentro**
5. **Il gomitolo**

IN DOTAZIONE

Hardware

- Pedana stabilometrica a sei celle
- Pedana d’acquisizione immagine piedi
- Struttura centrale
- Corrimano di sicurezza
- Desk con due ripiani
- Staffa supporto PC

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- Dispositivo per immagine piede
- Dispositivo per immagine retropiede

Software

- Analisi statica in modalità libera
- Analisi dinamica e dell'equilibrio

Garanzia: 24 mesi


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0750

DONATELLO

Specifiche tecniche e dimensioni

Software GPS 6	di serie	**Dispositivo medico**	Classe I
Tipo di alimentazione a rete	110-240V	**Caratteristiche alimentazione**	50 / 60 Hz
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg	**Connessione della pedana al PC**	USB
Superficie utile pedana (L x P)	40 x 33 cm	**Dimensioni d"ingombro del laboratorio**	110 x 199,5 x 99 h cm



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000093_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LABORATORI POSTURALI — PDF | 1.5 MB
IT

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0750

DONATELLO

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000338_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 18.07 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOFTWARE ANALISI POSTURALE — PDF | 17.43 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DONATELLO POSTURAL LAB — PDF | 5.13 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000319_EN.000.1.4.2.pdf — PDF | 5.13 MB
EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.97 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 1017.06 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 103.11 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 108 x 211 x 80 h | 173 kg | 1.82304

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.



02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



03032 TOTAL POSTURE 3.0

Dispositivo per l"analisi della postura del soggetto sul piano frontale/posteriore e laterale. Può essere ordinato singolarmente o essere parte di una stazione di analisi della postura.



AC1046 ADESIVO PIEDI PEDANA GPS

Adesivo da applicare sulla pedana del Postural analyzer raffigurante le quattro posizioni dove posizionare i piedi per l"analisi fotografica della postura.



AC1247 SFONDO PER IMMAGINI

Per l"acquisizione delle immagini è raccomandabile che lo sfondo sia neutro, ovvero sia tale da consentire dei contorni ben definiti della persona. A tale scopo è possibile aggiungere a tutti i nostri laboratori una struttura con una specifica copertu




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf



AC1306 KIT ELASTICI GRIGLIA 3.0

Insieme di elastici con i supporti necessari per l"applicazione al Postural analyzer. Usati come riferimenti visivi.



AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



PL0750



PL0110


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0750

DONATELLO



presentazione_04




presentazione_03


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO




homepage



examinations



visit_pictures_PL0750




posterior_ankle_01

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0750

DONATELLO



plantar_01



podata_03

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0750

DONATELLO



comparison_09