VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/PL0800/?_locale=it


PL0800 LEONARDO

Il sistema si compone di una struttura centrale con una pedana, un analizzatore posturale e tre dispositivi d"acquisizione delle immagini per un"analisi statica sul piano dorsale, frontale, sagittale, dell"appoggio mono o bi-podalico e del retro pie

Il sistema si compone di una struttura centrale con una pedana, un analizzatore posturale e tre dispositivi **d'acquisizione delle immagini** per un'analisi statica sul piano dorsale, frontale, sagittale, dell'appoggio mono o bi-podalico e del retro piede, nonché per **un'analisi dinamica e dell'equilibrio.**

È possibile acquisire immagini in tempi diversi, salvarle e confrontarle tra loro e su queste immagini si possono effettuare delle misurazioni.

La pedana stabilometrica a sei celle di carico consente alla persona un libero e naturale posizionamento per rilevare innanzitutto il peso corporeo, la sua distribuzione tra il piede destro e quello sinistro, e per ciascun piede la distribuzione anche sui tre punti di riferimento,



PL0800_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

ovvero del primo metatarso, del quinto metatarso e del tallone.

Mentre la persona è sulla pedana viene evidenziato il suo baricentro e la sua posizione rispetto a quello ideale, nonché le oscillazioni sui diversi piani. La possibilità di impostare la durata dei test dinamici consente anche di coinvolgere il paziente in esercizi di biofeedback.

L'obiettivo è quello di riconoscere e tenere monitorato se vi è un determinato atteggiamento posturale scorretto. Tutte le informazioni raccolte dai due sistemi integrati d'analisi statica e dinamica possono essere utili per definire interventi terapeutici, programmi mirati di esercizi ed altre azioni correttive, anche in una collaborazione interdisciplinare tra specialisti.

Alla fine dell'esame posturale viene fornito un rapporto al paziente con gli esiti, anche in un confronto di dati, grafici, ed immagini acquisite in momenti diversi. Questo tipo di esame non è invasivo, e può essere ripetuto ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

FUNZIONI LABORATORIO

1. **Appoggio podalico**
2. **Analisi del retropiede**

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

3. **Analisi della postura**
4. **Distribuzione del peso**
5. **Posizione del baricentro**
6. **Il gomitolo**

IN DOTAZIONE

Hardware

- Pedana stabilometrica a sei celle
- Pedana d’acquisizione immagine piedi
- Struttura centrale
- Corrimano di sicurezza
- Analizzatore posturale
- Desk con due ripiani
- Staffa supporto PC
- Dispositivo per immagine piede

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- Dispositivo per immagine retropiede
- Dispositivo per immagine postura

Software

- Analisi statica in modalità libera
- Analisi dinamica e dell'equilibrio


Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Software GPS 6	di serie	**Dispositivo medico**	Classe I
Tipo di alimentazione a rete	110-240V	**Caratteristiche alimentazione**	50 / 60 Hz
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg	**Connessione della pedana al PC**	USB
Superficie utile pedana (L x P)	40 x 33 cm	**Dimensioni analizzatore posturale**	60 x 66 x 220 h cm
Dimensioni d"ingombro del laboratorio	110 x 267,5 x 225 h cm	**Altezza massima della persona in esame**	207 cm



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000093_EN.003.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LABORATORI POSTURALI — PDF | 1.5 MB

IT

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000338_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 18.07 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOFTWARE ANALISI POSTURALE — PDF | 17.43 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - LEONARDO POSTURAL LAB — PDF | 5.46 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000316_EN.000.1.4.2.pdf — PDF | 5.45 MB
EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.58 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.97 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 1.12 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità

PDF | 103.11 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 108 x 211 x 86 h | 200 kg | 1.95977

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01799 COMPUTER

Computer con software per GPS pre-installato in fabbrica con tutti i settaggi e configurazione dei dispositivi d"acquisizione delle immagini per il laboratorio posturale GPS in acquisto.




02104 STAMPANTE A COLORI

Stampante a colori acquistabile dal cliente. Per stampare il referto del paziente.



AC1046 ADESIVO PIEDI PEDANA GPS

Adesivo da applicare sulla pedana del Postural analyzer raffigurante le quattro posizioni dove posizionare i piedi per l"analisi fotografica della postura.



AC1245 PERCORSO BLU 1

È un modulo composto da quattro elementi, che si armonizzano e diventano parte integrante della struttura. Il soggetto in esame può avere un percorso meglio evidenziato per dove andare a posizionarsi allo scopo di procedere con l"acquisizione delle di

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC1247 SFONDO PER IMMAGINI

Per l"acquisizione delle immagini è raccomandabile che lo sfondo sia neutro, ovvero sia tale da consentire dei contorni ben definiti della persona. A tale scopo è possibile aggiungere a tutti i nostri laboratori una struttura con una specifica copertu




AC1249 CONNESSIONE TV MIRACAST

Questo dispositivo di connessione consente alla persona in esame di vedere su un grande schermo il software in esecuzione per un maggiore coinvolgimento e consapevolezza della propria postura, ed anche per esercizi di biofeedback se il laboratorio è conf



AC1306 KIT ELASTICI GRIGLIA 3.0

Insieme di elastici con i supporti necessari per l"applicazione al Postural analyzer. Usati come riferimenti visivi.




AC1307 POSTURAL MARKERS SET

Si tratta di markers riflettenti di alta qualità che vengono applicati al paziente per consentire di prendere varie misurazioni sul piano sagittale e frontale durante un"analisi della postura.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



PL0800



PL0700

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0800

LEONARDO




presentazione_01



presentazione_02

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



presentazione_03




presentazione_04




presentazione_05



homepage



examinations




visit_pictures_02


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0800

LEONARDO



lateral_body_01




posterior_ankle_01

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

PL0800

LEONARDO



plantar_01



podata_03

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



comparison_06